


Brukerveiledning

C-FILL
mini G



COXO[®]

www.coxotec.com



Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd

BLDG 4, District A Guangdong New Light Source Industrial Base, South of Luocun Avenue Nanhai
District Foshan 528226 Guangdong China



Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
E-mail : peter@lotusnl.com

CE 0197

Introduktioner

Tack för att du köpte enheten.

För optimal säkerhet och prestanda, läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den här enheten och var medveten om varningar och försiktighetsåtgärder.

Förvara bruksanvisningen på ett bekvämt ställe för snabb och enkel referens.


fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radiotelefoner (mobila/trådlösa) och landmobilradioapparater, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar kan inte förutsägas teoretiskt med noggrannhet. Företaget bedömer den elektromagnetiska miljön på grund av fasta RF-sändare bör en elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där anordningen används överskrider lämplig RF-överensstämmelsenivå ovan, bör anordningen observeras för att kontrollera normal drift. Om onormal prestanda upptäcks kan ytterligare åtgärder krävas, till exempel att justera eller flytta enheten.
b Under frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkan vara mindre än 3 V/m.

Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och enheten

Anordningen är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där utstrålad RF-interferens styrs. Kunden eller användaren av enheten kan hjälpa till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minsta avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och enheten enligt rekommendationerna nedan, enligt kommunikationsutrustningens maximala utteffekt.

Nominell maximal utteffekt för sändare Jag tror att det är en mycket bra 20	Separationsavstånd enligt sändarens frekvens		
	150 kHz till 80 MHz $1.2 \times P^{1/2}$	80 MHz till 800 MHz $1.2 \times P^{1/2}$	800 MHz till 2,5 GHz $2.3 \times P^{1/2}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

För sändare som är klassificerade med en maximal utteffekt som inte anges ovan kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) uppskattas med hjälp av den ekvation som gäller för sändarens frekvens, där P är sändarens maximala utteffekt i watt (W) enligt sändartillverkaren.
OBS1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.
OBS2: Denna policy kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk förökning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor.

Vägledning och produktionsdeklaration – elektromagnetisk immunitet			
Anordningen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljön som anges nedan. Kunden eller användaren av enheten bör se till att den används i en sådan miljö.			
Immunitetstest	Testnivå för IEC 60601	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljö - Vägledning
C-induserat RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz till 80 MHz 6 vrms i ISM Forbuds (förbuds) 3 V/m 80 MHz till 2,7 GHz	3 Vrms 150 kHz till 80 MHz 6 vrms i ISM Forbuds (förbuds) 3 V/m 80 MHz till 2,7 GHz	Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning bör inte användas närmare någon del av instrumentet, inklusive kablar, än det rekommenderade separationsavståndet beräknat utifrån den ekvation som gäller för sändarfrekvensen. Rekommenderat separationsavstånd $.2 \times P^{1/2}$ $d=1,2 \times P^{1/2}$ 80 MHz till 800 MHz $d=2,3 \times P^{1/2}$ 800 MHz till 2,5 GHz Om P är sändarens maximala uteffekt i watt (W) enligt sändartillverkaren och d är det rekommenderade separationsavståndet i meter (m). Fältstyrkor från fasta RF-sändare, som bestäms av en elektromagnetisk platsundersökning, bör vara lägre än överensstämelsenivån i varje frekvensområde Störningar kan uppstå nära utrustning som är märkt med följande symbol: 
Utstrålat RF IEC 61000-4-3	385 MHz- 5785 MHz CHASSIOPORT IMMUNITETSTESTSPECIFIKATIONER FÖR RF trådlös kommunikationsutrustning (se tabell 9 i IEC 60601-1-2:2014)	385 MHz- 5785 MHz CHASSIOPORT IMMUNITETSTESTSPECIFIKATIONER FÖR RF trådlös kommunikationsutrustning (se tabell 9 i IEC 60601-1-2:2014)	
OBS 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet. OBS 2: Denna policy kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk förökning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor.			

Innehållsfortegnelse

- » Varning
 - » Avsedd användning
 - » Kontraindikationer
 - » Funktioner
 - » Produktbeskrivning
 - » Installation
 - » Bruksanvisning
 - » Klinisk användning
 - » Underhåll
 - » Ladda batteriet
 - » Rengöring, desinfektion och sterilisering
 - » Felsökning
 - » Drifts- och lagringsmiljö
 - » Återvinning och bortskaffande
- Garanteras
- » Standard symboler
 - » Retningslinjer og Tillverkarens deklaration --EMC

Varning

1. Felaktig användning av denna enhet kan orsaka skador på patienter, operatörer och tandläkarassistenter och/eller skador på produkten. Det är endast avsett för användning av licensierade tandläkare och endodontister.
2. Nålar är mycket heta när enheten är aktiverad, och därför måste vård ges till tandläkaren, assistenten och patienten för att inte kontakta nålen medan den är varm. Användningen av en gummidamm rekommenderas starkt för korrekt isolering av tanden.
3. För att minska risken för förbränning vid byte av NO noble, se till att enheten har varit avstängd i minst fem (5) minuter och att den främre delen har svalnat vid beröring innan du byter nål.
4. Nålens temperatur kan nå 230 °C, därför bör den inte användas inuti rotkanalen i mer än 5 sekunder åt gången.
5. Använd inte andra nålar förutom de som tillhandahålls av vårt företag. Användning av nålar eller batterier som inte levereras av vårt företag kan leda till elektriska stötar, brand eller explosion och ogiltig garanti.
6. Se till att strömförsörjningen är AC 100-240V före laddning, annars skadas enheten.
7. Placera enheten på en lätt fränkopplad strömplats.
8. För inte in andra föremål i enheten, annars orsakar det elektriska stötar eller skador på enheten.
9. Undvik att vätskan kommer in i enheten för att undvika korta kretsar och defekter.
10. Ta inte isär apparaten själv. Om du behöver reparera enheten kontakta du servicecentret.
11. När enheten är avstängd måste den kylas i 5 minuter innan den kan sparas.
12. Vi rekommenderar att batteriet är fulladdat innan du använder enheten för första gången.
13. Klagera inte obturationspistolen eller laddningsbasen automatiskt.

Vägledning och produktionsdeklaration – elektromagnetisk immunitet			
Anordningen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljön som anges nedan. Kunden eller användaren av enheten bör se till att den används i en sådan miljö.			
Immunitetstest	Testnivå för IEC 60601	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljö - Vägledning
Elektrostatisk utladdning (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontakt ±4 kV, ±8kV, ±15 kV luft	±8 kV kontakt ±4 kV, ±8kV, ±15 kV luft	Golven ska vara trä-, betong- eller keramiska plattor. Om golvet är täckt med syntetiskt material, bör den relativa luftfuktigheten vara minst 30%.
Elektrisk snabb övergående/blåstrade IEC 61000-4-4	±2kV för strömforsyningsledningar ±1 kV för inngangs-/utdatalinjer	±2kV för strömforsyningsledningar ±1 kV för inngangs-/utdatalinjer	Elkvaliteten bör vara av atypiska kommersiella eller sjukhus miljöaktiviteter.
Bølge IEC 61000-4-5	±0,5 kV och ±1 kV-differensialmodus ±0,5 kV, ±1 kV och ±2kV vanligt läge	±0,5 kV och ±1 kV-differensialmodus ±0,5 kV, ±1 kV och ± 2kV vanligt läge	Elkvaliteten bör vara en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.
Spänningsfall, korta avbrott och spänningsvariationer på strömförsörjningskablar IEC 61000-4-11	100 % U _T (100% dopp i .) för U _T 0,5 cykel 100 % U _T (100% dopp i .) för U _T 1 cykel 30 % U _T (70% dopp i) i cykler på 25/30 100 % U _T (100% dopp i .) i 250/300 cykel	100 % U _T (100% infall i U _T .) för 0,5 cykel 100 % U _T (100% dopp i .) för U _T 1 cykel 30 % U _T (70% dopp i) för 25/30 cykler 100 % U _T (100% dopp i .) i U _T 250/300 cykel	Elkvaliteten bör vara en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. Om användaren av enheten kräver fortsatt drift under ett strömavbrott rekommenderas att enheten används från en icke-brytbar enhet eller ett batteri.
Effektfrekvens (50/60 Hz) magnetfält IEC 61000-4-8	3A/m	3A/m	Magnetfält med effektfrekvens bör vara på nivåer som är karakteristiska för en typisk kommersiell eller sjukhusintervention.

OBS: är en .c. nätspänning innan provningsnivån appliceras.

Försiktighet:

- Använd inte en mobiltelefon eller annan enhet som avger elektromagnetiska fält i närheten av denna enhet. Detta kan leda till felaktig användning av ENHETEN.
- Denna enhet är noggrant testad och inspekterad för att säkerställa korrekt prestanda och drift!
- Denna anordning bör inte användas bredvid eller staplas med annan utrustning, och att om intilliggande eller staplad användning krävs, bör denna enhet observeras för att bekräfta normal drift i den konfiguration där den kommer att användas.

Vägledning och produktionsdeklaration – elektromagnetiska utsläpp		
Anordningen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av enheten bör se till att den används i en sådan miljö.		
Utslipptest	Överensstämmelse	Elektromagnetisk miljö – vägledning
RF-utsläpp (rf-utsläpp) CISPR 11	Grupp 1	Enheten använder rf -energi endast för sin interna funktion. Därför är RF-utsläppen mycket låga och kommer sannolikt inte att orsaka störningar i elektronisk utrustning i närheten.
RF-utsläpp (rf-utsläpp) CISPR 11	Klass B	Enheten är lämplig för användning i alla företag, inklusive inhemska företag som är direkt anslutna till det offentliga lågspänningsnätet med specifika krav.
Harmoniska utsläpp IEC 61000-3-2	Klass A	
Spänningssvingningar /flimmerutsläpp IEC 61000-3-3	Uppfylla	

Avsedd användning

Enheten är avsedd för injektion av gutta i en förberedd rotkanal för obturation. Det är endast avsett för användning av licensierade tandläkare och endodontister. En tanddamm bör användas med alla tandprocedurer!

Kontraindikationer (kontraindikationer)

1. Använd inte enheten på patienter med pacemakers.
2. Använd inte desinfektionsmedel som innehåller blekmedel eller ammoniumklorid för att rengöra apparaten.

Funktioner

1. Pakkeinnhold (Pakkeinnhold)


- | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|----|
| • Obturationspistol | 1 | • Forhindre Spill R-ings | 10 |
| • Ladebase (ladebase) | 1 | • Kolv | 1 |
| • Adapter | 1 | • Nålar (engångsbruk) | 4 |
| • termiskt skydd | 2 | • Nålar Bender | 1 |
| • Rengjøringsbørste | 1 | • Brukerveiledning | 1 |

2. Tekniske data

- Adapterinngang: AC 100 - 240V 50 / 60Hz
Kortutgang: DC 5V, 1,5A
- Batterier: Oppladbart Li-jon-batterier (DC 3.7V, 2000mAh)
- Klassifisering av skydd mot elektriske støtar: Utrustning av klasse II
- Elchocksskydd: Typ B-utrustning

Beskrivning av produkten


Obturationspistol




- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| (1) Pellet Lasting Spor | (2) Termisk Protectors Cap |
| (3) Nål | (4) Batteriindikator |
| (5) Temperaturdisplay | (6) Strambryter |
| (7) Kolv | (8) utlösare |

Ladebase (ladebase)

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| (1) Laddningskontaktterminaler | (2) Indikator för laddningsstatus |
| (3) Strømadapter Stålar | |



Standard symboler



Retningslinjer ogM-anufacturers D eclaration -

EMC

Denna produkt kräver särskilda försiktighetsåtgärder när det gäller EMC och måste installeras och tas i bruk enligt den emc-information som tillhandahålls, och denna enhet kan påverkas av bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning.

Drift- och lagringsmiljö

Driftsmiljö	
Temperatur	5°C till 40°C
Fukt	20% till 80%RH
Entmosfærisk P-ressure	86kPa till 106 kPa
E-miljö för lagring	
Temperatur	-10°C till 55°C
Fukt	Mindre än 93% släkting
Entmosfærisk P-ressure	50 kPa till 106 kPa

Återvinning och bortskaffande

Enheten och förpackningen är så miljövänliga som möjligt.
Kassering av enhet




I enlighet med principerna, standarderna och kraven i det land (region) du befinner dig i, kassera den gamla elektriska enheten.
Se till att föroreningar inte produceras i avfallshanteringsprocessen.

Garanteras

Produkt- och teknisk service ansvarar för vårt företag, den tekniska avdelningen kommer att ge teknisk support när tekniska problem uppstår. Obturation Gun och Chasing Base är garanterade i ** år. Batteriet och adaptorn är garanterade i **månader. Andra tillbehör ingår inte i garantin.

Installation

1. Installera nålen




Obs: * Övertona inte nålen.


* Använd Needle B ändarnaförattböja nålen efter önskemål.

* Som visas i figuren kan delarna 1 och 2 av nålen inte böjas.

2. Installera värmeskyddshuven




3. Installera Förhindra spill R-ings



 **Försiktighet:**

- Förhindra spillring är förbrukningsbara delar, som skadas leder till blockering eller återflöde. Kontrollera alltid om den är intakt.
- Dra inte åt för mycket!

4. Installera kolven



Bruksanvisning




Varning:

När du hanterar obturationspistolen ska du inte röra vapnets främre spetsområde, eftersom det är extremt varmt. Använd alltid skyddshöljet för att förhindra att användaren eller patienten brinner.

1. Jag tar in Gutta-Percha.

För att sätta in Gutta-Percha i pelletslastfacket, dra tillbaka P-lungan (men inte ur pistolen) för att ta bort lastspåret. Luta pistolens framsida nedåt och vispa Gutta-Percha inuti lastfacket och använd sedan P-lungan för att skjuta Gutta-Percha framåt tills den kommer in i värmekammaren.



Försiktighet:

- Gutta-Percha från andra tillverkare kanske inte har rätt storlek eller kan kräva olika smältemperaturer. Sätt bara in en Gutta-Percha i taget.
- Om kolven inte är helt insatt kommer utlösarförskottsmechanismen inte att fungera korrekt.

2. Ström på/av

Håll strömbrytaren för att slå på/stänga av strömmen.



Felsökning

1. Om du trycker på strömbrytaren slås inte enheten på.

- a. Kontrollera att batteriet är laddat. Ladda efter behov.
- b. Om batteriet inte kan laddas kan du beställa ett nytt batteri från din lokala återförsäljare.

2. Materialet flödar inte från nålen.

- a. Kolven är helt avancerad. Dra tillbaka den och sätt in en ny Gutta-Percha i Pellet lastplats.
- b. Markera kryssrutan Förhindra spill R-ings. Om den är sliten eller skadad, byt ut en ny.
- c. Bytt ut Needle.

3. Strömmen är avstängd.

Det är normalt att strömmen stängs av automatiskt efter 10 minuter utan användning för att spara batteri. Håll ned strömbrytaren för att slå på strömmen.

4. Kolven kan inte dras tillbaka.

Om P-lungan inte kan dras tillbaka beror det troligtvis på kylnings- och fast firmeringsmaterial i kammaren med kolven kvar. För att ta bort kolven, slå på pistolen och ställ in temperaturen på 200 °C. Vänta tills pistolen når den valda ed temperaturen och dra sedan tillbaka P-lungan.

5. Felkoden 'oPn' visas på skärmen

Om den här felkoden visas på skärmen kontaktar du den auktoriserade återförsäljarens kundtjänst.

bomullsduk. Termoskyddslocket kan torkas med steril tryckluft (1-2 bar).
B. Automatisk torkning: Utför automatiserad torkcykel i 15 minuter vid (40-55) °C.

7. Inspektion og Underhåll

Efter rengöring och desinfektion, inspektera termiskt skydd Cap och kolv visuellt. Om inga synliga föroreningar hittas betyder det att termoskyddet Cap och kolven har rengjorts. Om det finns att P-lungan är korroderad och rostig, sluta använda den omedelbart.

8. Passar

Omedelbart efter torkningen, lägg termoskyddet Cap och kolven i en ångsteriliseringspåse för förseglade förpackningar.

Försiktighet:

Ångsteriliseringspåsen ska överensstämma med ISO 11607-1 och måste förseglas med en tätningsmaskin.

9. Sterilisering

Använd en autoklav enligt EN 13060 för sterilisering.
Sterilisera i autoklav enligt ISO 17665-1.

- A. Steriliseringsdelar: Thanrmal Protector Cap, Kolv
- B. Steriliseringsmetode: Autoklave
- c. Steriliseringsförhållande: 134°C i minst 5 minuter

Försiktighet:

Endast termiska skydd Cap och kolv kan autoklaveras, och andra delar kan inte automatiskt klaveras.

10. Lagring

Förvara steriliseringsutrustningen i en torr, ren och dammfri miljö vid en lämplig temperatur av 5°C till 40°C.

3. Temperaturkontroll (temperaturkontroll)

Om du vill ändra önskad temperatur fortsätter du att trycka på strömbrytaren tills önskad temperatur visas.




Försiktighet:

- När du har valt önskad temperatur börjar temperaturdisplayen visa den faktiska temperaturen som fortsätter att ändras tills den når önskad temperatur.
- Nålen är mycket varm när enheten är aktiverad, och därför måste försiktighet tas av tandläkaren, assistenten och patienten för att inte kontakta nålen medan den är varm.
- Temperaturdisplayen visar temperaturen inuti pelletsammaren inom $\pm 10^{\circ}\text{C}$.

4. Pumpa avtryckaren

Pumpaggregatet för att vidareutveckla kolven till en liten mängd material extruderar från nålspetsen.



Försiktighet:

- Pumpa inte avtryckaren när enheten inte når önskad temperatur.
- Ladda en annan Gutta-Percha först när pistolen har haft tid att svalna, och när allt material från den tidigare Gutta-Percha har extruderats genom nålen.
- När P-uppfinningen Overflow Ring är skadad måste du byta ut den i tid.

Klinisk användning

1. Nåls insättning

För in nålen så långt den går in i kanalfacket utan bindning.



2. Bløtgjøre (bløtgjøre)

Vänta 5 sekunder tills ytan på den uppstoppade Gutta-Percha mjuknar.



3. Injektion

Pumpavtryckaren och fyll Boys-Percha upp till rotkanalen. Nålen skulle skjutas av fyllda Gutta-Percha naturligt.



4. Komprimering

Kompakt Gutta-Percha med stora pluggar.



O-Benzaldehyd desinfektionsmedel (OPA), inget behov av att matcha.

Varning:

Efter manuell rengöring måste värmedesinfektion eller sterilisering utföras i enlighet med EN 13060.

5. Automatisk C-lutande och D-isinfektion

Sätt Thermal Protector Capoch kolven på tvättmaskinens desinficeringsbricka och välj det "kirurgiska instrumentet" för att starta det automatiska rengörings- och desinfektionsförfarandet.

Automatiska desinfektionsförfaranden:

- Förrengöring: Förtvätta i 4 minuter med kranvatten (<40°C).
- Tvättsteg: blötläggning och rengöring med en multienzymrengöringsmedel vid 55 °C i 6 minuter.
- Skölj steg I: Skölj med kranvatten (<40°C) i 1 minut.
- Skölj steg II: skölj med kranvatten (<40°C) i 1 minut.
- Desinficera (tvätta) i 10 minuter i varmt vatten (90 °C).
- Skölj i 5 minuter i varmt vatten (70 °C).
- Utför automatiserad torrcykel i 15 minuter vid (40 -55) °C.

Försiktighet:


- Användaren måste följa tillverkarens särskilda anvisningar för den helautomatiska tvättmaskinen. För att säkerställa rengöring och desinficering av effekten bör rengörings- och desinfektionstiden inte vara kortare än den tid som rekommenderas av tillverkaren.
- Vi rekommenderar användning av beprövad rengöringslösning eller rengöringslösning som uppfyller lokala bestämmelser (t.ex. CE, FDA-godkännande).
- Använd ett desinfektionsmedel för tvättmaskiner som uppfyller kraven i ISO 15883.
- Med tanke på att vissa länder har olika krav på A0-värden kan du se ISO 15883 för temperatur och desinfektionstid.

6. Torkning

- Manuell torkning: Torka av termoskyddet Capoch kolven med en luddfri

Obs: Efter att ha använts för varje patient, vänligen byt nålen i tid. När du har hittat eller misstänkt skada på nålen placerar du den i en permanent återvinningsstunna.

Dra ut kolven



- b. Skölj termoskyddet Cap och kolven med rinnande kranvatten (<math><40^\circ\text{C}</math>) tills alla synliga rester avlägsnas.

3. Manuell C lån

- a. Skölj Thermal Protector Capoch Plunger i rinnandekranvatten (<math><40^\circ\text{C}</math>). Använd en mjuk borste för att ta bort den synliga jorden på skruvfogen framför kolven.
- b. Sätt in termoskyddet Capochkolven i multienzymrengöringsmedel i 10 minuter för att sönderdela jorden. Följ tvättmedelstillverkarens anvisningar.
- c. Sänk termoskyddet Capochkolven under körning och tain vatten iminst 1 minut för att avlägsna rester av tvättmedlet.

Försiktighet:

Vi rekommenderar användning av beprövad 3M Multienzym Cleaner eller multienzym rengöringslösning som uppfyller lokala bestämmelser (t.ex. CE, FDA-godkännande).

4. Manuell D-isinfeksjon


- a. Lagg Thermal Protector Capoch kolven i skålen som innehåller rengörings- och desinfektionslösningen och blötlagg i 10 minuter för desinfektion av nedsänkning.
- b. Skölj thermal protector C apochkolven under rinnande kranvatten i minst 1 minut för att avlägsna restdesinfektionsmedlet.

Desinfektionsmedel: Det rekommenderas att använda Ronso

Underhåll

Pistolens ytor kan rengöras med mjuk handduk och ett mildt tvättmedel eller gnugga alkohol.

För att ta bort det återstående materialet från insidan av Pellet Loading S-partiet, ställ in temperaturen på 200°C , uttryck eventuellt återstående material och stäng sedan av pistolen. Sätt in Rengöring B-rusningen genom baksidan av pistolen och dra sedan ut den genom pistolens främre del.




Försiktighet:


- Placera inte rengöringsmedel eller kemikalier på rengöringsborsten innan du sätter i den i kammaren.
- Använd efter, än Rengöringsborsten ska sköljas av omedelbart med rinnande kranvatten och blötläggas med alkohol.
- Ikke autoklaver Rengöringsborste!

Ladda batteriet

1. Anslut nätadaptern till laddningsbasen.



2. Placera obturationspistolen korrekt på laddningsbasen.



3. Om rätt anslutning görs kommer LED-laddningsstatusen att visa en orange lampa under laddningen. När batteriet är fulladdat tänds led-laddningsstatuindikatorn grönt.

Försiktighet:

- Om visningsfönstret visar "Er1" indikerar detta att enheten är i låg spänning, det kommer att finnas ett larmmeddelande och enheten stängs automatiskt av efter 5 sekunder.
- Om lysdioden varken är orange eller grön ansluts inte laddningsterminalerna korrekt. Justera obturationspistolen på laddningsbasen igen och kontrollera också att du får ström till laddningsbasen.
- Nålen ska tas bort under laddning. Håll nålen fränkopplad från obturationspistolen efter varje behandling.
- Om enheten inte har använts på mer än en månad kanske den inte fungerar korrekt på grund av naturlig urladdning av batteriet. Månadsladdning rekommenderas även när enheten är fulladdad men inte används.

Rengöring, desinficering och sterilisering



Cøde:

Rengöring, desinfektion och sterilisering har begränsad inverkan på de återanvändbara delarna av enheten. Därför bestäms antalet gånger proceduren upprepas av graden av slitage på delen. Om okulärbesiktning avslöjar skadade delar, sluta använda dem och köp nya delar från tillverkaren eller återförsäljaren.

1. Förberedelse för användning


Omedelbart efter användning bör de återanvändbara delarna nedsänkas i kranvatten <math><40^\circ\text{C}</math> (Kvaliteten på dricksvatten, det "vatten" som nämns i detta kapitel, är nödvändigt för att uppfylla denna standard.) för att avlägsna smuts. Använd inte fast rengöringsmedel eller varmt vatten (>40 ° C), eftersom detta kommer att leda till att resterna fixeras och påverkar effekten efter behandlingen.

Transport till det säkra förvaringsområdet för att undvika skador och miljöföroreningar.

2. Förberedelse inför Cleener själv

- a. Ta bort de återanvändbara delarna och placera dem i en låda i rostfritt stål enligt följande:

Fjern termiska skydd lock



Ta bort nål

