


Endodontiskin obturasjonsjærjestelmät

Brukerveiledning

C-FILL
mini P



COXO[®]

www.coxotec.com



Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd

BLDG 4, District A Guangdong New Light Source Industrial Base, South of Luocun Avenue Nanhai
District Foshan 528226 Guangdong China



Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
E-mail : peter@lotusnl.com

CE 0197

OBS 1: Ett högre frekvensband används i 80 MHz och 800 MHz-bandet.
 OBS 2: Denna policy kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkar absorptionen och reflektionen av strukturer, föremål och människor.

Fasta sändare som radioapparater (mobila/trådlösa) och markradiostationer, amatörradio-, AM- och FM-radiostationer och TV-sändningar kan teoretiskt sett inte förutsägas exakt. Forskning om elektromagnetiskt läge bör övervägas för att bedöma den elektromagnetiska miljön till följd av fasta radiofrekvensöverföringar. Om den uppmätta fältstyrkan vid provningen av användningen av anordningen överskrider ovanstående nivå av överensstämmelse med radiofrekvenskraven, ska anordningen övervakas för att säkerställa normaldrift. Om onormal prestanda upptäcks kan ytterligare åtgärder krävas, till exempel följande:
 I frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkan vara mindre än 3 V/m.

Rekommenderade avståndintervall mellan bärbara och mobila radiofrekvenskommunikationsenheter och -utrustning

Anordningen är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där radiofrekvensstörningar kontrolleras. Enhetens kund eller användare kan hjälpa till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minsta avstånd mellan bärbara och mobila radiofrekvenskommunikationsenheter (sändare) och enheten enligt rekommendationerna nedan, beroende på kommunikationsenhetens maximala uteffekt.

Maximal nominell effekt på sändaren (Avdelning W)	Separationsavstånd vid sändarfrequens		
	150-80 MHz $1.2 \times P^{1/2}$	80 MHz av 800 MHz $1.2 \times P^{1/2}$	800-2,5 GHz $2.3 \times P^{1/2}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

För sändare för vilka den maximala uteffekten inte anges ovan kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) uppskattas med den ekvation som gäller för sändarfrequensen, där P är sändarens maximala uteffekt i watt (W), enligt sändartillverkaren.
 OBS 1: På ett avstånd av 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.
 OBS 2: Denna policy kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkar absorptionen och reflektionen av strukturer, föremål och människor.

Introduktioner


Tack för att du köpte enheten.

För maximal säkerhet och prestanda, läs dessa bruksanvisningar noggrant innan du använder enheten och var medveten om varningar och försiktighetsåtgärder.

Förvara dessa instruktioner på ett bekvämt ställe så att du kan använda dem snabbt och enkelt.

Innehållspost

- » Varning
 - » Avsedd användning
 - » Kontraindikationer
 - » Funktioner
 - » Produktbeskrivelse
 - » Installation
 - » Bruksanvisning
 - » Ladda batteriet
 - » Tekniköversikt
 - » Rengöring, desinfektion och sterilisering
 - » Vianmääritys
 - » Drifts- och lagringsmiljö
 - » Återvinning och bortskaffande
- Garanterad lägsta ränta
- » Vakiosymbolit
 - » Riktlinjer och tillverkarens uttalande - EMC

Vägledning och produktionsmeddelande - elektromagnetisk idding			
Enheten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av enheten måste se till att den används i en sådan miljö.			
Immunitetstest	Testnivå IEC 60601 :lle	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljö - Guide
C-industriell RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150-80 MHz 6 vrms i ISM förbjudet att inträffa 3 V/m 80-2,7 GHz	3 Vrms 150-80 MHz 6 vrms i ISM förbjudet att inträffa 3 V/m 80-2,7 GHz	Bärbar och mobil radiofrekvenskommunikationsutrustning får inte användas närmare någon del av instrumentet, inklusive kablar, än det rekommenderade separationsavståndet
Utstrålt RF IEC 61000-4-3	Specifikationer för 385 MHz till 5785 MHz FRAMEGATEID Estion för trådlös radiofrekvensutrustning (se tabell 9 i IEC 60601-1-2:2014)	Specifikationer för 385 MHz till 5785 MHz FRAMEGATEID Estion för trådlös radiofrekvensutrustning (se tabell 9 i IEC 60601-1-2:2014)	beräknat på grundval av den ekvation som gäller för överföringsfrekvensen. Rekommenderat separationsavstånd $.2.2 \times P^{1/2}$ $1,2 \times P^{1/2}$ 80-800 MHz $2,3 \times P^{1/2}$ 800- 2,5 GHz Om P är den maximala uteffekten för sändaren i watt (W), enligt sändartillverkaren, och d är det rekommenderade separationsavståndet i meter (m). Fältstyrkan hos fasta radiofrekvenssändare som bestäms av en elektromagnetisk positioneringsundersökning bör vara mindre än varje frekvensbandskonformitet negativ. Störningar kan uppstå nära anordningar som är markerade med symbolen för följande symbol: 

Kontroll- och produktionsdeklaration – Elektromagnetisk enhet			
Enheten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av enheten måste se till att den används i en sådan miljö.			
Immenhety Testi	Testnivå IEC 60601 :IIe	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljö - Guide
Elektrostatisk utladdning (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontaktuppgifter ±4 kV, ±8kV, ±15 kV ilma	±8 kV kontaktuppgifter ±4 kV, ±8kV, ±15 kV ilma	Golv ska vara trä, betong eller keramiska plattor. Om golvet är täckt med syntetiskt material bör den relativa luftfuktigheten vara minst 30%.
Elektriskt snabb transient/detonerad IEC 61000-4-4	±2kV och ±2kV ±1 kV inngangs-/utdatalinjerille	±2kV och ±2kV ±1 kV inngangs-/utdatalinjerille	Effektkvaliteten ska vara för atypiska kommersiella miljöaktiviteter eller sjukhusmiljöer.
Bølge IEC 61000-4-5	±0,5 kV och ±1 kV-differensialmodus ±0,5 kV, ±1 kV och ±2kV avskräckt rom	±0,5 kV och ±1 kV-differensialmodus ±0,5 kV, ±1 kV och ± 2kV avskräckt rom	Effektivitetskvalitet bör vara en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.
Spänningsfall, korta avbrott och spänningsfluktuationer med strömförsörjningsskablar IEC 61000-4-11	100 % U _T (100% dopp i .) U _T 0,5 cykler 100 % U _T (100% dopp i .) U _T För 1 cykel 30 % U _T (70% dopp) U _T 25/30 cykler 100 % U _T (100% dopp i .) U _T 250/300 Cyklon	100 % U _T (100% U _T infall.) 0,5 cykel 100 % U _T (100% dopp i .) För 1 cykel 30 % U _T (70% doppning i) 25/30 cykler 100 % U _T (100% dopp i .) U _T 250/300 Cyklon	Effektivitetskvalitet bör vara en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. Om användaren av apparaten kräver kontinuerlig drift under ett strömbrott rekommenderas att apparaten används från en okrossbar enhet eller ett batteri.
Effektfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8	3A/m	3A/m	Magnetfält med effektfrekvens bör vara på typiska platsnivåer i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

OBS: U_T :c nätspänningen innan provningsnivån appliceras.

Varning

1. Felaktig användning av denna enhet kan skada patienter, operatörer och tandläkarassistenter och/eller skada produkten. Det är endast avsett för användning av auktoriserade tandläkare och endodontister.
2. Pennspetsen är mycket varm när enheten är aktiverad, och därför bör tandläkaren, assistenten och patienten vara noga med att inte kontakta spetsen när den är varm. Användningen av gummislam rekommenderas starkt för korrekt isolering av tanden.
3. Pennspetsens temperatur kan nå 230 °C och får inte användas inne i rotkanalen i mer än 5 sekunder åt gången.
4. Pennspetsarnaska steriliseras före första användningen och mellan patientens användning. Vid sterilisering av spetsen får temperaturen inte överstiga 134 °C i autoklaven.
5. Använd inga andra pennspetsar än de som tillhandahålls av vårt företag. Användning av pennspetsar, adaptrar eller batteri som levereras av vårt företag kan leda till elektriska stötar, brand eller explosion samt felaktig garanti.
6. Innan du laddar, se till att strömförsörjningen är AC 100-240V, annars kommer enheten att skadas.
7. Placera apparaten i en lätt avtagbar kopplingspunkt.
8. För inte in några andra föremål i apparaten, annars orsakar det elektriska stötar eller skador på apparaten.
9. Förhindra att vätska kommer in i enheten för att undvika kortslutningar och fel.
10. Ta inte isär själva apparaten. Om du vill reparera apparaten, vänligen kontakta servicecentret.
11. När apparaten är avstängd måste den kylas i 5 minuter innan den kan förvaras.
12. Virekommenderar att batteriet är fulladdat innan du använder apparaten för första gången.
13. Använd inte obturationspennan eller laddningsbasen automatiskt.

Använda

Apparaten är avsedd att värma pennspetsen för att värma upp och mjuka upp de viktigaste guttaperkkakonerna och för att åka gutta permad koner. Det är endast avsett för användning av auktoriserade tandläkare och endodontister. Tanddammen ska användas i alla tandbehandlingar!

Kontraindikationer (kontraindikationer)

1. Använd inte enheten i pacemakerpatienter.
2. Apparaten får inte rengöras med desinfektionsmedel som innehåller blekmedel eller ammoniumklorid.

Funktioner

1. Pakkeinnhold butik

- Penna 1 stängs
- Ladebase 1
- Kort 1
- Pennespiss 5

Den tillgängliga pennspetsen innehåller (spetsstorlek/förträngning):

XF:#35/02 F: #45/02 FM: #50/04 M: #55/06 ML: #55/08


- Brukerhåndbok 1

2. Tekniska data

- Adapterinngång: AC 100 - 240V 50 / 60Hz
Kortutgång: DC 5V, 1,5A
- Batterier: Oppladbart Li-ion (DC 3.7V, 2000mAh)
- Klassificering av elektriska stötar: Klass II-enheter
- Elektriskt stöd: Typ B-enheter

Vägledande deklaration och produktionsdeklaration – elektromagnetiska utsläpp		
Enheter är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljön som anges nedan. Kunden eller användaren av enheten måste se till att den används i en sådan miljö.		
Texter om utsläppsprövning	Överensstämme med	Elektromagnetisk miljö - vägledning
RF-utsläpp (rf-utsläpp) TTT 11	Grupp 1	Enheter använder RF-energi endast för sin interna drift. Därför är radiofrekvensutsläppen mycket låga, det är osannolikt att det kommer att orsaka störningar på elektroniska enheter i närheten.
RF-utsläpp (rf-utsläpp) TTT 11	Kategori B	Enheter är lämplig för användning i alla företag, inklusive inhemska företag, som är direkt anslutna till
Harmoniserade utsläpp IEC 61000-3-2	Kategori A	lågspänningsnätet med särskilda krav.
Spänningssvingningar /flimmerutsläpp IEC 61000-3-3	Uppfylla	

Oletussymbolit (olika)



Retningslinjer ogM-anufacturers D-eclaration - EMC

Denna produkt kräver särskilda försiktighetsåtgärder med avseende på EMC och måste installeras och implementeras i enlighet med emc-informationen, och denna enhet kan påverkas av bärbara och mobila radiofrekvenskommunikationsenheter.


Varning:

- Använd inte en mobiltelefon eller annan enhet som avger elektromagnetiska fält i närheten av denna enhet. Detta kan leda till felaktig användning av enheten.
- Denna enhet har testats noggrant och inspekterats för att säkerställa korrekt prestanda och drift!
- Denna apparat får inte användas tillsammans med andra anordning eller staplas med andra anordningar och att denna apparat, om intilliggande eller staplad användning krävs, måste övervakas för att bekräfta normal drift iden enhet där den används.

Beskrivning av produkten


Stängning av penna

- (1) Pennespiss (1) Pennespiss (1) Pennespiss
- (2) Festehette pennespiss
- (3) Varmekontakter
- (4) Indikator för batteriuhub
- (5) Temperaturvisning
- (6) Strømbryter/
Temperaturvælgerkontakt
- (7) Batterihus



Ladebase (ladebase)

- 1) Laddning av
kontaktterminaler
- (2) Hämta statusindikator
- (3) Strømadapter Jack



Installation

1. Installera batteriet

A. Lägg batteriet i obturationspennan som visas på bilderna.

B. Tre batterirum i afsløringspennen.

 **Varning:**


Se till att gängorna är i linje och undvik överdriven kraft när du sätter in batterifacket i ljudgrottan.

c. När batteriet byts ut vrider du batterifacket moturs.

Adskil batteriet från obturations pensticket.

 **Varning:**

- När du sätter i batteriet, se till att kontakten är korrekt insatt.
- Använd endast det batteri som är avsett för apparaten. Andra batterier kan orsaka allvarliga skador.
- Använd inte batteriet om det läcker, deformeras, missfärgas eller om etiketten tas bort. Det kan överhettas.
- Byt inte ut/installera batterifacket när det är vått.



Drift- och lagringsmiljö

Miljö	
Temperatur	5-40 °C
Fukt	20%RH till 80%RH
Entmosfærisk P-ressure	86kPa på lyft 106kPa
E-miljö för lagring	
Temperatur	-10-55 °C
Fukt	under 93 % RELATIV
Entmosfærisk P-ressure	50kPa på lyft 106kPa

Återvinning och bortskaffande

Apparaten och förpackningen är så miljövänliga som möjligt.

Kassering av enheten



Den gamla elektriska apparaten kasseras i enlighet med principerna, standarderna och kraven i det eller de länder där du befinner dig.

Se till att föroreningen inte produceras i bortskaffningsprocessen.

Garanterad lägsta ränta

Produkt- och tekniska tjänsten ansvarar för vårt företag, den tekniska avdelningen tillhandahåller teknisk support vid tekniska problem.

Obturation Pen och Chasing Base är garanterade i 2 år. Batteriet och adaptern är garanterade i 6 månader. Andra tillbehör ingår inte i garantin.

Ångsteriliseringspåsen måste överensstämma med ISO 11607-1 1 och förseglas med en stängningsmaskin.

9. Sterilointi (sterilointi)

För sterilisering, använd en AUTOCLAVE enligt beskrivningen i EN 13060. Steriliserad i autoklav enligt ISO 17665-1.

- a. Sterilointisdeler: Penn Tip
- B. Sterilointismetodi: Autoklave
- c. Steriliseringsförhållande: 134°C i minst 5 minuter

Varning:

Endast pennspetsen kan automatiskklavera, och ingen annan del kan automatiskklavera.

10. Lagring

Steriliseringsanordningarna ska förvaras vid en torr, ren och dammliknande temperatur mellan 5 °C och 40 °C.

Vianmääritys

Problem	Orsaka	Lösning
Strömmen kan inte aktiveras	Batteriet är lågt.	Ladda i tid
Penna Tipkanske inte fungerar korrekt	Pennspetsen är inte tillförlitligt ansluten	Se till att spetskontakten är tillförlitlig

2. Installera pennspetsen

Placera pennspetsen i den obturerala pennan, som visas i formen.

Varning:

- Vackra tips är mycket heta under drift. Undvik direktkontakt med patientens mjuka vävnader i munhålan.
- Det finns 6 olika öppningar i munnen på obturationspennan för att ställa in pennspetsen. Välj rätt värmebrytare jämfört med pennspetsen.



Dokumentation

1. Ström på/av

Tryck på strömbrytaren för att slå på strömmen och tryck på den igen för att stänga av den.



Varning:

- Tryck och håll strömbrytaren intryckt för att slå på strömmen och ställa in den dominerande handen.
- Om "oPn" visas i visningsfönstret betyder det att P aTip inte är korrekt anslutet.




2. Temperaturkontroll (temperaturkontroll)

Om du vill ändra temperaturinställningen trycker du på strömbrytaren tills du når önskat alternativ:



3. Värma pennspetsen

Värm pennspetsen och behållit en av de två värmebrytarna.



⚠ Varning:

- Under normal drift indikerar pipet att pennspetsen är varm. Rör inte pennspetsen förrän den återgår till rumstemperatur.
- För att undvika överhettning stoppar apparaten automatiskt uppvärmningen efter uppvärmning i mer än 4 sekunder. Släpp värmarens kontakt och tryck och håll i värmebrytaren.

⚡ Varning:

- Den termiska aktiveringen av pennspetsen inuti kanalen får inte överstiga 5 sekunder.
- Den här enheten stängs av automatiskt om den inte används i mer än 10 minuter. Tryck på strömbrytaren för att slå på apparaten.
- Pennspetsen är mycket varm under drift. Utför alla endodontiska procedurer på ett gummilamm.
- Sätt av säkerhetsskäl in pennspetsen i rotkanalens öppning innan du aktiverar värmekontaktarna. Akta dig för kontakt med mjukvävnaden i den sysslolösa snigeln när pennspetsen är varm.
- När du byter ut pennspetsen stänger du av strömmen och ser till att pennspetsen har svalnat tillräckligt.
- Pennspetsen måste vara steril före användning.

- Skölj fas II: Skölj med kranvatten (<40°C) i 1 minut.
- Desinficera (tvätta) i 10 minuter i varmt vatten (90 °C).
- Skölj i 5 minuter i varmt vatten(70 °C).
- Kör den automatiska torrcykeln i 15 minuter(40-55) vid °C.

⚠ Varning:

- Användaren måste följa tillverkarens särskilda anvisningar för den helautomatiska tvättmaskinen. För att säkerställa rengörings- och desinfektionseffekt får rengörings- och desinfektionstiden inte vara kortare än den tid som tillverkaren rekommenderar.
- Vi rekommenderar att du använder en beprövad rengöringslösning eller annan rengöringslösning i enlighet med lokala föreskrifter (t.ex.
- Använd desinfektionsmedel för tvättmaskiner som uppfyller kraven i ISO 15883.
- Med tanke på att vissa länder har olika krav på A0-värden kan du se temperatur- och desinfektionstiden för ISO 15883.

6. Torkning

- Manuell torkning: Torka av pennan T i med en luddliknande bomullsduk.
- Automatisk torkning: Kör den automatiska torkcykeln i 15 minuter (40 -55) vid °C.

7. Inspektion og M-aintenanssi

Efter rengöring och desinfektion, inspektera Pa Tip visuellt. Om det inte finns några synliga utilaminants betyder det att penna Tip kommer att rengöras. Om det visar sig att penna T ip har ätits och rostig, sluta använda omedelbart.

8. Passera

Lägg pennan T ip omedelbart efter torkning i en ångsteriliseringspåse för förseglade förpackningar.

⚠ Varning:

3. Manuel C Lån

Skölj pennan Tip med rinnande vatten (<40°C). Ta bort smutsen synligt på pennspetsens arbetsdel med en mjuk borste.

Varning:

Vi rekommenderar att du använder en beprövad 3M Neutral multienzymrengöringsmedel eller en multienzymrengöringsmedel som uppfyller lokala regler (t.ex.

4. Manuel D-isinfeksjon

- Lägg pennan Tip i en behållare som innehåller desinfektionsmedel och blötlägg i 10 minuter för att desinficera nedsänkning.
- Sköljpennan under vattentillförseln i minst 1 minut för att avlägsna desinfektionsmedlet.

Desinfektionsmedel: Det rekommenderas att använda Ronso O-Benzaldehyd desinfektionsmedel (OPA), inget svar krävs.

Varning:

Efter manuell rengöring bör termisk desinfektion eller sterilisering utföras i enlighet med ett 13060.

5. Automatiska C-inced- och D-is-attacker


Lägg pennans spets i desinfektionsmedlet på plattan och välj det "kirurgiska instrumentet" för att starta automatisk rengöring och desinfektion.

Automatiska desinfektionsförfaranden:


- Förrengöring: Förtvätta i 4 minuter med kranvatten (<40°C).
- Tvätta steget: Blötläggning och rengöring med en multienzymrengöringsmedel vid 55 °C i 6 minuter.
- Skölj steg I: Skölj med kranvatten (<40°C) i 1 minut.

Laddning

1. Anslut nätadaptern till laddningsbasen.



2. Sätt i den obturerande pennan korrekt på laddningsbasen .



3. Om anslutningen är korrekt visas etoranje-lampor i LED-laddningsläge under laddning. När batteriet är fulladdat tänds LED-laddningsstatusen grönt.

Varning:

- Om "Er1" visas i visningsfönstret betyder det att enheten är lågspänning, ett larmmeddelande visas och enheten stängs av automatiskt efter 5 sekunder.
- Om LED-lampan varken är orange eller grön är laddningsknapparna inte korrekt anslutna. Justera barriärpennan på laddningsbasen igen och se även till att du är påst till laddningsbasen.
- Pennspetsarna måste tas bort under laddning. Håll pennspetsen borta från apparaten efter varje behandling.
- Om enheten inte har använts på mer än en månad kanske den inte fungerar korrekt på grund av batteriets naturliga urladdning. Månadsladdning rekommenderas också när enheten är fulladdad men inte används.

Översikt över teknik

Steg 1: KONMONTERING

Välj en kon som passar strikt med arbetets längd. Skär den 0,5 mm från spetsen. Obs: Använd inte tätningsmedlet just nu.

Steg 2: ANPASSA KOPPLINGARNA

Välj den enhet som bäst passar den tillverkade kanalens fru. Lägg pennspetsen i kanalen tills den binder.

Obs: Tip-pennan måste vara cirka 10000000000000000000000 4-7 mm mindre än arbetslängden. Ställ in maximal permeabilitet genom att flytta gummipluggen.

Steg 3: TÄTA KONEN MED HANDPLUGGAR

Täck konen (installerad i steg 1) med ett tätningsmedel och skjut den så långt in i kanalen som möjligt.

Obs: Spetsen måste vara ca 0,5 mm från arbetslängden. Sy fast överflödigt konmaterial från öppningen i kanalen med apparaten. Kondensera konen med ett handrör.

Steg 4: KONDENSKONER MED ENHETEN

Aktivera knappen för att ställa in enheten på önskad temperatur.

Anm.: För 150 °C rekommenderas att 200 °C används för tantlium och allmänpraktiserande läkare vid 200 °C. Ta pennspetsen till apan tills du når det djup som anges i gummipluggen (Skär steg 2). Släpp knappen så att Pa Tipkan börja svalna samtidigt som det kontinuerliga apiicaltrycket trycks in i 5 sekunder. Ta bort pennspetsen från kanalen.

Obs: Om konen tenderar att komma ut med PaTip - aktivera knappen för att värma upp pennspetsen (låt den nå den inställda temperaturen) innan du försöker ta bort PaTip från kanalen.

STEG 5: KONCENTRERAD FÖRKORTAD KON MED HANDINJEKTIONER

Kondensera den återstående konapan med ett litet handrör. Sätt gummipluggen (samma djup som i steg 2) och täta det återstående materialet.

Rengöring, desinficering och sterilisering



Varning:

Rengöring, desinfektion och sterilisering har liten effekt på de återanvändbara delarna av enheten. Därför bör antalet gånger proceduren upprepas beroende på graden av slitage på komponenten bestämmas. Om okulärbesiktning avslöjar skadade delar, sluta använda dem och köp nya delar från tillverkaren eller återförsäljaren.


1. Förberedelse aktiverad

Omedelbart efter användning ska återvinningsbara delar sänkas ned i kranvatten <40 °C (Dricksvattenkvalitet, "vatten" som nämns i detta kapitel är nödvändigt i enlighet med denna standard.) för att avlägsna smuts. Använd inte fast rengöringsmedel eller varmt vatten (> 40 °C) eftersom detta kommer att leda till att rester fästs och påverkar effekten efter behandlingen.

Transport till efterbehandlingsområdet för säker förvaring för att undvika skador och miljöförstöring.

2. Förberedelse inför Clener själv

- Ta bort de återvinningsbara delarna och placera dem i en låda i rostfritt stål enligt följ.



Varning:

Ta inte bort Tipheti efter användning förrän blandningen harsvalnat.

- Skölj pennan Tip med rinnande kranvatten (<40 °C) tills alla synliga restprodukter har avlägsnats.