



NYHET!

BI-DIRECTION

1 mellanrumsborste - 2 positioner



- Huvudet kan vridas 90°: Den raka ställningen är idealisk för framtänderna, medan "L" ställningen lätt kan nå de bakre tänderna
- Stark tråd
- Långt skaft
- Klorhexidinbeklädda strån
- Nu i 5 storlekar
- 6-pack



ISO-klass	0	1	2	3	4
Trådstorlek	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7
Passage Hole Diameter (PHD)	0,6	0,7	0,9	1,2	1,4
GUM® BI-DIRECTION	2014 cylindrisk	2114 cylindrisk	2314 konisk	2614 konisk	2714 konisk



PROUD TO CARE