


**Extraoralt vakuumsystem för
tandkliniken
BRUKSANVISNING**

Innehåll



















1. Leveransomfattning – VacStation	4
2. Symboler	5
3. Inledning	6
3.1 Användningsområde	6
3.2 Säkerhetsanvisningar.....	6
4. Installera VacStation	8
4.1 Avlägsna skyddsmaterialet (emballageskum).....	8
4.2 Installera VacStation	9
5 Användargränssnitt	11
6. Användaranvisningar	12
6.1 Inställning av luftflöde.....	12
6.2 Anslut flödeskontrollen för justering av luftflöde.....	12
6.3 Stänga av enheten.....	13
7. Underhåll	14
7.1 Rengöring och desinfektion.....	14
7.1.1 Före användning.....	14
7.2 Filterbyte	16
8. Felsökning	17
9. Tekniska data.....	18
10. EMC-tabeller.....	19
11. Deklaration	25

1. Leveransomfattning – VacStation

1. Motorhus
2. flexibelt vakuümör
3. Sugmunstycke
4. Flödeskontroll
5. Strömkabel



2. Symboler

 WARNING	Om instruktionerna inte följs korrekt kan det medföra risker för produkten eller användaren/patienten.
 NOTE	Ytterligare information, driftinstruktioner och prestanda.
 SN	Serienummer
 REF	Katalognummer
	Tillverkningsdatum
 LOT	Partinummer
	Skyddsjord (jordad)
	Applicerad del av typ B
	Säkring
	Märkning enligt WEEE-direktivet
	Förvaras torrt
	Gränsvärden för temperatur
	Gränsvärden för luftfuktighet
	Gränsvärden för lufttryck
	Tillverkarens logotyp
	CE-märkning
 EC REP	Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen
	Läs bruksanvisningen

3. Inledning

3.1 Användningsområde

VacStation används för att minska aerosoler vid borring, slipdamm och kvicksilverånga under dentala ingrepp, innan de sprids i luften.

Denna enhet får endast användas på sjukhus, kliniker och tandläkarmottagningar av behörig tandvårdspersonal.

3.2 Säkerhetsanvisningar

- 1. Läs denna bruksanvisning före användning.
- 2. VacStation måste stå upprätt när den används. Maskinen får inte läggas på sidan eller placeras upp och ned eftersom detta kan orsaka skador på maskinen eller förkorta dess livslängd.
- 3. Vid byte av filter, var uppmärksam på om gummiinfattningen ligger plant, annars uppstår luftläckage och sugeffekten reduceras.
- 4. När du använder låsknappen, tryck hårt på toppkåpan och lås därefter låsknappen. I annat fall kan låsknappen skadas.
- 5. Huvudfiltret är tungt, så var försiktig vid byte. VacStation är tung, så var försiktig när du flyttar den.
- 6. Vid byte av det primära effektfiltret, säkerställ att den täta sidan är vänd mot filtret och att den glesa sidan är vänd mot luftintaget.



1. Enheten kan fånga upp virus och bakterier från luft som sugts in. Observera att enheten inte kan användas för att förhindra spridning av virus och bakterier i luft som inte passerar genom filtren.
2. Enheten får inte placeras i fuktiga omgivningar eller där den kan komma i kontakt med någon typ av vätska.
3. Enheten får inte exponeras för direkta eller indirekta värmekällor. Enheten måste användas och förvaras i en säker miljö.
4. Enheten kräver speciella försiktighetsåtgärder när det gäller elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och får endast installeras och användas i strikt överensstämmelse med EMC-informationen. Använd inte enheten i närheten av lysrör, radiosändare eller fjärrkontroller, och använd inte systemet i närheten av aktiv

3 Inledning

HF-kirurgisk utrustning på sjukhus. Bärbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar och externa antenner) får inte användas närmare än 30 cm (12 tum) från någon del av VacStation. Detta gäller även kablar som specificerats av tillverkaren. I annat fall kan utrustningens prestanda försämrats. Får inte användas eller förvaras i höga temperaturer. Följ angivna villkor för användning och förvaring.




5. Om något onormalt inträffar i enheten under behandling ska den stängas av. Kontakta återförsäljaren.

6. Öppna eller reparera aldrig enheten själv. Om detta görs upphör garantin att gälla.


4. Installera VacStation

4.1 Avlägsna skyddsmaterialet (emballageskum)




Innan maskinen används första gången måste skyddsmaterialet som används som transportskydd i botten av huvudfiltret tas bort, annars fungerar inte maskinen normalt. Följ stegen nedan för att avlägsna skyddsmaterialet.

Steg	Schematisk skiss	Beskrivning
1		Ta bort toppkåpan: Öppna de fyra spännena (markerade med blå pilar) och lyft bort toppkåpan.
2.		Lyft ur alla delar av huvudfiltret: Lyft bort tätninglisten och filterdelarna i följd. Lyft sedan ur den del av huvudfiltret som markeras av den streckade linjen.
3		Avlägsna skyddsmaterialet: Avlägsna skyddsskummet i botten av huvudfiltret. Skummet kan kasseras i enlighet med lokala lagar och föreskrifter




4 Installera VacStation

4		Montera ihop motorhuset: Montera delarna i ordning och lås de fyra spännena.
---	---	---



4.2 Installera VacStation

1		Installation av sugmunstycke: Skruva på muttern och fäst sugmunstycket på det flexibla vakuurröret.
2		Installation av det flexibla vakuurröret: Plugga fast det flexibla vakuurröret på toppkåpan.  NOTE Vakuurröret ska installeras vertikalt och fästas på toppkåpan, annars försämras sugkapaciteten.

4 Installera VacStation

3		<p>Anslutning av strömkabel: Montera ena änden av strömkabeln i motorhuset och den andra i ett eluttag.</p> <p> NOTE</p> <p>Endast den ursprungliga strömkabeln får användas.</p>
4		<p>Anslut flödeskontrollen: Anslut ena änden av anslutningskabeln till flödeskontrollen och den andra änden av anslutningskabeln till uttaget på motorhuset enligt bilden.</p>

5 Användargränssnitt

 <p>1 Information på skärmen 2 Minska luftflödet 3 Öka luftflödet 4 Strömbrytare</p>	<p>Slå på strömmen Ställ strömbrytaren 4 på "I"</p> <p>Öka luftflödet Tryck på flödesökningsknappen 3 för att ändra luftflödet från 1 till 10.</p> <p>Minska luftflödet Tryck på flödesminskningsknappen 2 för att ändra luftflödet från 10 till 1.</p> <p>Stäng av Ställ strömbrytaren 4 på "O"</p>
 <p>5. Flödesinställningsvred 6. Flödeskontrollens strömbrytare</p>	<p>Sätta på kontrollenheten Tryck flödeskontrollens strömbrytare 6 mot sidan "PÅ".</p> <p>Flödesinställning Vrid flödesinställningsvredet medsols för att ändra luftflödet från 1 till 10, motsols från 10 till 1.</p> <p>Stänga av kontrollenheten Tryck flödeskontrollens strömbrytare 6 mot sidan "AV".</p>

6. Användaranvisningar



WARNING

Blockera inte luftintaget på något sätt, det kan skada motorn. Om filtret blockerats måste det bytas ut omedelbart för att undvika skador på motorn.



NOTE

Avlägsna skyddsskummet som sitter under huvudfiltret före första användningen.

När du använder låsknappen, tryck hårt på toppkåpan och lås därefter låsknappen. I annat fall kan låsknappen skadas. Fixera det flexibla vakuümörret, justera in dess riktning efter behov, anslut strömförsörjningen, slå på strömbrytaren (utan att ansluta ett externt tangentbord för att justera luftflödet). Det värde som nu visas är inställt luftflöde vid senaste avstängning.

Vid uppstart visar displayen ett tvåsiffrigt värde som indikerar luftflödesintervallet 01-10. Om inget händer inom 3 minuter (inklusive knappboxen och maskinens ▲- eller ▼-knapp), visas det kumulativa flödesvärdet med tre siffror (när fläkten roterar 5,76 miljoner varv är det kumulativa värdet 001, vilket ackumuleras i multiplar om 5,76 miljoner varv.)

6.1 Inställning av luftflöde

Luftflödet kan ställas in på 01~10. Klicka på ▲ eller ▼ för att ställa in luftflödet. När 01 visas är luftflödet som minst, när 10 visas är luftflödet som störst.

6.2 Anslut flödeskontrollen för justering av luftflöde

När flödeskontrollen för luftflödesreglering är ansluten, slutar maskinens ▲- eller ▼-knapp att fungera. Luftflödet kan då endast justeras med vredet på kontrollenheten. När luftflödet är högt är maskinens sugkapacitet hög. Vi rekommenderar att du arbetar med ett högt luftflöde inställt.

6.3 Stänga av enheten


Stäng av enheten genom att trycka flödeskontrollens strömbrytare åt sidan "AV" "OFF" visas då på skärmen. För att koppla bort strömförsörjningen, tryck motorhusets strömbrytare till " " . ○



WARNING

I vissa fall, till exempel när sugmunstyckets temperatur är mycket lägre än vattnets, kan kondensvatten förekomma på sugmunstycket. Låt apparaten vara igång i 15-30 minuter utan att utföra någon behandling för att säkerställa att det flexibla vakuümörret och sugmunstycket är fria från vatten och ånga.

7. Underhåll



Följande komponenter visas på bilden:

- 1: Motorhus
- 2: Huvudfilter
- 3: Sekundärfilter
- 4: Primärfilter av bomull
- 5: Gummiplatta
- 6: Toppåå
- 7: Flexibelt vakuurrör
- 8: Sugmunstycke

7.1 Rengöring och desinfektion







7.1.1 Före användning

Av hygienskäl måste komponenterna (sugmunstycket) rengöras och desinficeras före varje användningstillfälle för att förhindra kontaminering. Detta gäller såväl den första användningen som efterföljande användningar. Komponenterna (flexibelt vakuurrör, motorhus, strömkabel och flödeskontroll) måste rengöras och desinficeras regelbundet enligt hur de har använts. Följ nationella riktlinjer, standarder och krav för rengöring och desinfektion.

Detta instrument kan endast rekonditioneras i begränsad omfattning. Antalet rekonditioneringar bestäms utifrån funktion/slitage på enheten. Det finns inget maximalt antal tillåtna rekonditioneringsprocedurer. Enheten får inte återanvändas om det finns tecken på materialförsämring. I händelse av skada ska enheten rekonditioneras innan den skickas tillbaka till tillverkaren för reparation.




7.1.2 Allmänna rekommendationer

- Användaren ansvarar för produktens sterilitet, både vid första användningstillfället och vid framtida användningar. Det är även användarens ansvar om skadade eller smutsiga instrument används.
- Använd personlig skyddsutrustning (handskar, skyddsglasögon osv.) för din egen säkerhet.
- Använd endast en desinfektionslösning med godkänd effektivitet (VAH/DGHM-certifierad, CE-märkt, FDA-godkänd) och följ tillverkarens anvisningar för desinfektionslösningen.
- Vattenkvaliteten måste uppfylla lokala bestämmelser, i synnerhet vid den sista sköljningen och vid användning av diskdesinfektorer.
- Använd inte blekmedel eller desinfektionsmedel med klor.

Komponenter som ska desinficeras		
Sugmunstycke 	Flexibelt vakuurrör 	Motorhus 
Strömkabel 	Flödeskontroll 	
Torka av alla ytor med en trasa, lätt fuktad med desinfektionssprit (etanol 70 till 80 vol%) i minst 2 min, upprepa 5 gånger.		
<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">  NOTE Använd inget annat än desinfektionssprit (etanol 70 till 80 vol%). Använd inte för mycket etanol eftersom det kan tränga in i maskinen och skada komponenterna. </div>		

7.2 Filterbyte

7.2.1 Bytesfrekvens för filter

Komponenter	Frekvens (Kontrollera det kumulativa flödesvärdet på skärmen)
Primärfilter av bomull 	Displayen visar 010 och multiplar av detta som 010/020/030... (Cirka 1 gång i månaden, baserat på en genomsnittlig driftstid om 4 timmar per dag)
Sekundärfilter 	Displayen visar 050 och multiplar av detta som 050/100/150... (Ung. var 3:e till 6:e månad, baserat på en genomsnittlig driftstid om 4 timmar per dag)
Huvudfilter 	Displayen visar 100 och multiplar av detta som 100/200/300... (Ung. var 6:e till 12:e månad, baserat på en genomsnittlig driftstid om 4 timmar per dag)



NOTE

Kontrollera filtren när skärmen visar "□" cirkulärt. Byt först ut det filter vars hållbarhetstid har överskridits. Om "□" kvarstår, kontrollera skicket på övriga filter och byt ut det filter som är igensatt.

7.2.2 Byta filter

Lossa de fyra låsknapparna på sidan av maskinens toppkåpa och lyft sedan upp locket, primärfiltret i bomull, sekundärfiltret och huvudfiltret i angiven ordningsföljd. Ersätt huvudfiltret med ett nytt. Se till att det nya huvudfiltret är korrekt placerat och att fläktutloppet som är anslutet till botten av filtret är ledande.



NOTE

Vid filterbyte, börja alltid med att slå av strömbrytaren.

8. Felsökning

Om problem eller felfunktion uppstår, börja med att kontrollera maskinen enligt tabellen nedan för att snabbt eliminera vanliga problem eller fel, innan du kontaktar återförsäljaren. Kontakta återförsäljaren om problemet eller felet inte går att lösa på detta sätt.

Problem eller funktionsfel	Orsaker	Lösningar
Displayen blinkar "OFF" och "□" växelvis, det larmar, fläkten slutar att fungera.	Luftintaget är helt blockerat	Slå av strömmen, kontrollera om det flexibla vakuümörret och sugmunstycket är blockerade av främmande föremål och rengör dem i förekommande fall. Om problemet inte går att lösa, öppna toppkåpan och kontrollera om det finns främmande material som blockerar luftintaget inuti maskinen. Rengör i förekommande fall. Starta om maskinen när du utfört dessa steg och kontrollera om det fortfarande larmar efter en minut. Byt i så fall ut filtret.
LED-displayen visar "ERR", det larmar, fläkten och motorn slutar att fungera.	Fläkten eller linjestyrningsdelen fungerar inte som de ska	Slå av strömmen och starta om maskinen för att kontrollera att den fungerar korrekt. Om så inte är fallet, kontrollera fläkten.

9. Tekniska data

Tillverkare	Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd
Modell	VacStation
Mått	53 cm x 46 cm x 60 cm±1 cm (förpackning)
Rör	Φ75 mm×1 500 mm
Vikt	21 kg±10 %
Inspänning:	220-240 VAC för Europastandard/100-120 VAC för amerikansk standard
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	Max. 250 W
Filtereffektivitet (0,3 μm)	99,97 %
Statiskt tryck	3 000 Pa
Lufthastighet	14 m/s
Flöde (med filter)	3,7 m ³ /min
Ultraviolet	Ljusstyrka UV-lampa: 2 260 uW/cm ² Våglängd: 265 ~ 285 nm
Elektrisk säkerhetsklass	Klass I
Applicerad del	B
Driftvillkor	Användning: i slutna utrymmen Omgivningstemperatur: 5 °C~40 °C Relativ luftfuktighet: <80 % Drifthöjd < 3 000 m över havet
Transport och förvaring	Omgivningstemperatur: -20 °C ~ +55 °C Relativ luftfuktighet: 20 %~80 % Luftryck: 70 kPa~106 kPa

10. EMC-tabeller

Riktlinjer och tillverkarens försäkran – elektromagnetiska emissioner		
<p>VacStation är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Kunden eller användaren måste garantera att VacStation används i en sådan miljö.</p>		
Emissionstest	Överensstämmelse	Elektromagnetisk miljö – riktlinjer
RF-emissioner CISPR 11	Grupp 1	<p>VacStation använder RF-energi enbart för sina interna funktioner. Det innebär att RF-emissionerna är mycket låga och sannolikt inte orsakar störningar i intilliggande elektronisk utrustning.</p>
RF-emissioner CISPR 11	Klass B	<p>VacStation är lämplig att använda i alla typer av lokaler, inklusive bostäder och lokaler som är direkt anslutna till det vanliga lågspänningsnätet som strömförsörjer bostäder.</p>
Övertoneemissioner SS-EN 61000-3-2	Klass A	
Spänningsfluktuationer/flimmeremissioner SS-EN 61000-3-3	Överensstämmer	

Riktlinjer och tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet			
VacStation är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Kunden eller användaren måste garantera att VacStation används i en sådan miljö.			
Immunitetstest	SS-EN 60601 testnivå	Överensstämmelsenivå	Elektromagnetisk miljö – riktlinjer
Elektrostatisk urladdning (ESD) SS-EN 61000-4-2	+/- 8 kV kontakt +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV, +/- 15 kV luft	+/- 8 kV kontakt +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV, +/- 15 kV luft	Golven ska vara av trä eller betong eller vara belagda med klinkers. Om golven är täckta med syntetiskt material ska den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.
Snabba elektriska transienter/pulsskuror SS-EN 61000-4-4	± 2 kV 100 kHz repetitionsfrekvens	± 2 kV 100 kHz repetitionsfrekvens	Nätströmmen ska vara av samma kvalitet som i kommersiella miljöer eller sjukhusmiljöer.
Stötpulser SS-EN 61000-4-5	Fas till fas: $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV Jordad ledning: $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV, ± 2 kV	Fas till fas: $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV Jordad ledning: $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV, ± 2 kV	Nätströmmen ska vara av samma kvalitet som i kommersiella miljöer eller sjukhusmiljöer.

10 EMC-tabeller

Spänningsfall SS-EN 61000-4-11	0% UT; 0,5 cykel vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° och 315° 0% UT; 1 cykel och 70% UT; 25/30 cykler sinusfas vid 0° 0% UT; 250/300 cykler	0% UT; 0,5 cykel vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° och 315° 0% UT; 1 cykel och 70% UT; 25/30 cykler sinusfas vid 0° 0% UT; 250/300 cykler	Nätströmmen ska vara av samma kvalitet som i kommersiella miljöer eller sjukhusmiljöer. Om användaren av enheterna vill ha oavbruten funktion under strömavbrott rekommenderas att enheter strömförsörjs från en avbrottssäker strömkälla eller ett batteri
Spänningsavbrott SS-EN 61000-4-11			
Nominella kraftfrekventa magnetfält SS-EN 61000-4-8	30 A/m 50 Hz eller 60 Hz	30 A/m 50 Hz eller 60 Hz	Kraftfrekvent magnetfält ska ligga på samma nivå som i typiska kommersiella miljöer eller sjukhusmiljöer.
Obs! UT: märkspänning(ar); t.ex. 25/30 cykler betyder 25 cykler vid 50 Hz eller 30 cykler vid 60 Hz			

Riktlinjer och tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet

VacStation är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Kunden eller användaren måste garantera att **VacStation** används i en sådan miljö.

Immunitetstest	SS-EN 60601 testnivå	Överensstämmelsenivå	Elektromagnetisk miljö – riktlinjer
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

10 EMC-tabeller

<p>Ledningsbundna störningar orsakade av RF-fält SS-EN 61000-4-6</p> <p>Utstrålade RF EM-fält SS-EN 61000-4-3</p>	<p>3 V 0,15-80 MHz, 6 V ISM-band mellan 0,15 MHz och 80 MHz, 80 % AM vid 1 kHz</p> <p>3 V/m, 80 MHz-2,7 GHz, 80 % AM vid 1 kHz</p>	<p>3 V</p> <p>3 V/m</p>	<p>Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning får inte användas närmare någon del av VacStation, inklusive kablar, än det rekommenderade avstånd som beräknas med hjälp av den ekvation som är tillämplig för sändarens frekvens.</p> <p>Rekommenderade minimiavstånd Se tabellen över trådlös RF-kommunikationsutrustning i "Rekommenderade minimiavstånd"</p>
<p>Fält från trådlös RF-kommunikationsutrustning SS-EN 61000-4-3</p>	<p>Se tabellen över trådlös RF-kommunikationsutrustning i "Rekommenderade minimiavstånd"</p>	<p>Överensstämmer</p>	

Rekommenderade minimiavstånd

Idag används många RF-apparater på olika vårdplatser där medicinsk utrustning och/eller medicinska system används. När de används i närheten av medicinsk utrustning och/eller

10 EMC-tabeller

Test-frekvens (MHz)	Band (MHz)	Service	Modulering	Maximal effekt (W)	Avstånd (m)	Immunitets testnivå (V/m)
385	380-390	TETRA 400	Pulsmodulering 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430-470	GMRS 460 FRS 460	FM ± 5 kHz avvikelse 1 kHz sinus	2	0,3	28
710	704-787	LTE-band 13, 17	Pulsmodulering 217 Hz	0,2	0,3	9
745						
780						
810						
870	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE-band 5	Pulsmodulering 18 Hz	2	0,3	28
930						
1720	1700- 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE-band 1,3,4,25; UMTS	Pulsmodulering 217 Hz	2	0,3	28
1845						
1970						
2450	2400- 2570	Bluetooth, WLAN, 802,11 b/g/n, RFID 2450, LTE-band 7	Pulsmodulering 217 Hz	2	0,3	28
5240	5100- 5800	WLAN 802,11 a/n	Pulsmodulering 217 Hz	0,2	0,3	9
5500						
5785						

**WARNING**

- Användning av andra tillbehör och kablar än de som specificerats eller tillhandahållits av **VacStation** kan resultera i ökad elektromagnetisk strålning eller minskad elektromagnetisk immunitet för **VacStation** och resultera i felaktig drift.

Kabelinformation:

10 EMC-tabeller

Kabelnamn	Kabellängd (m)	Skärmad eller inte	Kommentar
Adapter	1,8	Nej	/

2. Användning av **VacStation** i närheten av eller staplad på annan utrustning bör undvikas eftersom det kan leda till felaktig drift. Om sådan användning är nödvändig ska **VacStation** och övrig utrustning kontrolleras för att säkerställa att de fungerar normalt.

11. Deklaration

Livslängd Livslängden för produkter i VacStation-serien är 3 år.
Underhåll TILLVERKAREN tillhandahåller kretsscheman, komponentlistor, beskrivningar och kalibreringsinstruktioner som hjälp till SERVICE PERSONAL vid reparation av delar.
Efter användning Förpackningen ska återvinnas. Utrustningens metalledar återvinns som metall. Syntetiska material, elektroniska komponenter och kretskort kasseras som elektroniskt avfall. Hantera dem i enlighet med lokala miljöskyddslagar och miljöföreskrifter.
Rättigheter Alla rättigheter att modifiera produkten är förbehållna tillverkaren utan föregående meddelande. Bilderna är endast en referens. De slutliga tolkningsrättigheterna tillhör CHANGZHOU SIFARY MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Industridesignen, innerstrukturen mm. omfattas av flera patent för SIFARY, alla kopior och falska produkter innebär ett juridiskt ansvar.



Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd

Adress: NO.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou City,
213000 Jiangsu, Kina

Tel: +86-0519-85962691

Fax: +86-0519-85962691

E-post: ivy@sifary.com

Webbsida: www.eighteeth.com



Llins Service & Consulting GmbH

Tel. +49 175 4870819

Adress: Obere Seegasse 34/2, 69124, Heidelberg, Tyskland

E-post: Llins.Service@gmail.com

Version: 01

IFU-6835001

Utgiven: 2020.04.10

Med ensamrätt.