



Aluminium Product

This product is manufactured from anodized aluminium.

Discolouration or damages of anodized aluminium can be caused by factors beyond our control.

1. Washer disinfectant
2. Chemicals
3. Calcium oxide level in water

Cleaning	Manual washing	Suitable	Clean without chemicals or ask the supplier of chemicals what they recommend for anodized aluminium.
	Dishwasher	Suitable	
	Ultrasonic cleaning	Suitable	
Disinfection	Aldehydes	Suitable	Consult instructions from the manufacturer
	Alcohols	Suitable	
	Chloride compounds	Not Suitable	
	Peroxide/peracetic acid	Not Suitable	
	Washer disinfectant	Not Suitable	
Sterilization	Steam autoclave: 121°C 134°C	Suitable	
Other	High level of calcium oxide in water can cause discolouration.		

Dieses produkt ist aus eloxiertem Aluminium hergestellt.

Verfärbungen oder Schäden von eloxiertem Aluminium können durch folgende Faktoren entstehen.

1. Waschdesinfektor
2. Chemikalien
3. Kalzium-Oxyd-Konzentration im Wasser

Reinigung	Handwäsche	Geeignet	Reinigung ohne Chemikalien. Reinigung mit Chemikalien Herstellereinformation für eloxiertes Aluminium beachten.
	Thermodesinfektor Autoklav	Geeignet	
	Ultraschallreinigung	Geeignet	
Desinfektion	Aldehyd	Geeignet	Herstellereangaben beachten.
	Alkohol	Geeignet	
	Chlorid-Verbindungen	Nicht Geeignet	
	Peroxide/Peraceticacide	Nicht Geeignet	
	Waschdesinfektor	Nicht Geeignet	
Sterilization	Dampfsterilisator/Heissluftsterilisator: 121°C 134°C	Geeignet	
Andere	Hohe Kalzium-Oxyd-Konzentration im Wasser kann Verfärbungen verursachen.		



**Denna produkt är tillverkad av anodiserad aluminium.**

Anodiserad aluminium kan missfärgas och skadas av faktorer som är utanför vår kontroll.

1. I diskdesinfektor
2. Kemikalier
3. Kalkhalt i vatten

Renngöring	Manuell diskning	Lämplig	Rengörs utan kemikalier eller fråga leverantören av kemikalier vad de rekommenderar till anodiserad aluminium.
	Maskindisk	Lämplig	
	Ultraljudsbad	Lämplig	
Desinfektion	Aldehyder	Lämplig	Konsultera tillverkarens bruksanvisning.
	Alkoholer	Lämplig	
	Klorföreningar	Ej lämplig	
	Persalter/Peroxider	Ej lämplig	
	Diskdesinfektor	Ej lämplig	
Sterilisering	Angautoklav 121°C 134°C	Lämplig	
Övrigt	Hög kalkhalt i vatten kan orsaka missfärgningar.		

Tämä tuote on valmistettu anodisoidusta alumiinista.

Anodisoidun alumiinin värjäytyminen ja vaurioituminen voi johtua syistä, jotka eivät ole kontrollissamme.

1. Desinfointiaineet kone
2. Kemikaalit
3. Veden kalkkipitoisuus

Puhdistus	Käsitiskaus	Sopii	Puhdista ilman kemikaaleja, tai kysy valmistajalta mitä he suosittavat anodisoidulle alumiinille.
	Konetiskaus	Sopii	
	Konetiskaus	Sopii	
Desinfointi	Aldehydi	Sopii	Konsultoi käyttöohjeet valmistajalta.
	Alkoholi	Sopii	
	Klooriyhdisteet	Ei sopii	
	Peroksidi	Ei sopii	
	Desinfioiva kone	Ei sopii	
Sterilointi	Höyryautoklaavi 121°C 134°C	Sopii	
Muuta	Veden suuri kalkkipitoisuus voi aiheuttaa värjäymiä.		

106820-2016-05-11

**DIRECTA AB**

P.O. Box 723, Finvids väg 8
SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Tel: +46 8 506 505 75

DIRECTA INC

64 Barnabas Road, Unit 3
Newtown, CT 06470, United States
203.491.2273

DIRECTA
directadentalgroup.com

