

English

INSTRUCTION FOR USE:

STERIL TEST

Indication for a correct use:

- A) Put the integrator "STERIL TEST" in the middle of each pack that has to be subjected to the sterilization cycle in the autoclave;
- B) the first indicator changes from blue to black when the sterilization exposure is at minimum conditions;
- C) the second indicator changes from yellow to black when the exposition to the sterilization condition respects the correct value.

For professional use only

Swedish:

BRUKSANVISNING:

STERIL TEST

Indikation för korrekt användning:

- A) Placera integratorn "STERIL TEST" i mitten av varje förpackning som ska genomgå steriliseringscykeln i autoklaven;
- B) Den första punkten ska ändra färg från ljusblå till svart när exponeringen för sterilisering är under minimiförhållandena;
- C) Den andra punkten ändrar färg från gul till svart när exponeringen för steriliseringsförhållandena respekterar det korrekta värdet.

Endast för professionellt bruk

Norwegian:

BRUKSANVISNING:

STERIL TEST

Indikasjon for riktig bruk:

- A) Plasser integratoren "STERIL TEST" i midten av hver pakke som skal gjennomgå steriliseringsprosessen i autoklaven;
- B) Det første punktet må endre farge fra lyseblå til svart når eksponeringen for sterilisering er under minimale forhold;
- C) Det andre punktet endrer farge fra gul til svart når eksponeringen for steriliseringsforholdene respekterer riktig verdi.

Kun for profesjonell bruk.

Danish:

BRUGSANVISNING: STERILTEST Indikation for korrekt brug: A) Placer integratoren "STERIL TEST" midt i hver pakke, der skal gennemgå steriliseringscyklussen i autoklaven;

B) Det første punkt skal ændre sig fra lyseblåt til sort, når eksponeringen for sterilisering er under minimumsbetingelserne;

C) Det andet punkt ændrer sig fra gult til sort, når eksponeringen for steriliseringsbetingelserne overholder den korrekte værdi. Det er vigtigt, at produktet anvendes af en specialiseret operatør, der er passende uddannet.

Kun til professionelt brug.

Finnish:

KÄYTTÖOHJE:

STERIL TEST

A) Aseta indikaattori "STERIL TEST" jokaisen pakkauksen keskelle, jotka laitetaan autoklaaviin.

B) Ensimmäisen testialueen on vaihdettava vaaleansinisestä mustaan, kun steriloinnin altistuminen on vähimmäisolosuhteiden yläpuolella.

C) Toisen testialue vaihtuu keltaisesta mustaan, kun altistuminen sterilointiehdoille noudattaa oikeaa arvoa.

Vain ammattilaiskäyttöön.