

## PG 8581 [WW LD]

### Diskdesinfektor

med varmvattenanslutning, flytande dosering & EcoDry-funktion.



- Prestanda/batch till exempel 44 roterande instrument eller 44 sugår
- Säkerhet genom kontroll – spoltrycks- och spolarmsövervakning
- Bekvämt stöd för torkning – EcoDry
- Hög säkerhet – kan kopplas till processdokumentation

EAN: 4002515559437 / Materialnummer: 10088290 / Gamla materialnummer: 63858105S

| <b>Konstruktion och utförande</b>                      |  |
|--|--|
| Konstruktion   | Fristående, kan monteras under bänkskiva, smal |
| Hölje  | Rostfritt stål                                 |
| Underbyggnadsbar                                       | •  |
| AutoClose – automatisk luckspärr                       | •  |
| Summer, akustisk signal vid programslut                | •  |
| Servicevänlig konstruktion                             | •  |
| <b>Användning</b>                                      |  |
| Lämplig för tandläkarmottagningar                      | •  |
| <b>Kapacitet</b>                                       |  |
| Sugår per omgång [antal]                               | 44   |
| Roterande instrument per omgång [antal]                | 44   |
| <b>Effektuppgifter</b>                                 |  |
| Cirkulationspump, Qmax i liter/min.                    | 500  |
| Nyttovolym diskutrymme i liter                         | 145,00   |
| Kortaste programtid (disk och desinfektion) i min.     | 37   |
| Testade drifttimmar                                    | 15000  |
| Maximal sköljtemperatur i °C                           | 93   |
| <b>Styrellektronik</b>                                 |  |
| Typ av styrning  | TouchControl                                   |
| Programval   | Touch on Metal                                 |
| Snabbvalsknappar                                       | •  |
| Max senare start i timmar                              | 24   |
| Programmeringsmöjlighet                                | Programmerbar                                  |
| Program [antal]  | 6  |
| Fria programplatser [antal]                            | 2  |
| A0-värdesstyrning                                      | •  |
| Programavbrottssäkring                                 | •  |
| Resttidsindikering                                     | •  |
| Visning av programförlopp                              | •  |
| Inställbara displayspråk                               | •  |
| <b>Standard elanslutning</b>                           |  |
| Elanslutning   | 3N AC 400V 50HZ                                |
| Värmeeffekt el i kW                                    | 8,50   |
| Total anslutningseffekt i kW                           | 9,30   |
| Säkring i A  | 16   |
| Nätanslutningens längd i m                             | 1,80   |
| <b>Möjlig spänningsvariant 1</b>                       |  |
| Elanslutning   | AC 230V 50HZ                                   |
| Värmeeffekt el i kW                                    | 2,50   |
| Total anslutningseffekt i kW                           | 3,30   |
| Säkring i A  | 16   |
| <b>Vattenanslutning/-avlopp</b>                        |  |
| Kallvatten [antal]                                     | 1  |
| Kallvatten för ångkondensator [antal]                  | 1  |
| Varmvatten [antal]                                     | 1  |
| Nödvändigt flödestryck i kPa                           | 200-1000                                       |
| Maximal matningshöjd för avloppspump i cm              | 100  |
| Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l | 10,70  |

## PG 8581 [WW LD]

### Diskdesinfektor

med varmvattenanslutning, flytande dosering & EcoDry-funktion.



EAN: 4002515559437 / Materialnummer: 10088290 / Gamla materialnummer: 63858105S

|   |                     |
|---|---------------------|
| Avloppspump [DN]  | 22                  |
| Integrerad vattenavhårdare                                | •                   |
| Vattenskyddssystem  | Waterproof-system   |
| <b>Mått och vikt</b>                                      |                     |
| Nettovikt i kg  | 74                  |
| <b>Torkaggregat</b>                                       |                     |
| Lufteffekt i m <sup>3</sup> /h                            | 60                  |
| <b>Emissionsvärden</b>                                    |                     |
| Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen                           | <70 dB(A) re 20 µPa |
| <b>Mått och vikt</b>                                      |                     |
| Ytermått, nettohöjd i mm                                  | 835                 |
| Ytermått, nettobredd i mm                                 | 600                 |
| Ytermått, nettodjup i mm                                  | 600                 |
| Ytermått, brutt höjd i mm                                 | 940                 |
| Ytermått, bruttbredd i mm                                 | 675                 |
| Ytermått, bruttdjup i mm                                  | 745                 |
| Diskutrymme, användbar höjd i mm                          | 520                 |
| Diskutrymme, användbar bredd i mm                         | 530                 |
| Diskutrymme, djup överkorg i mm                           | 474                 |
| Diskutrymme, djup underkorg i mm                          | 520                 |
| Bruttovikt i kg   | 81                  |
| <b>Program</b>  |                     |
| Vario TD Intensiv   | •                   |
| Vario TD Dental   | •                   |
| Vario TD Dental +   | •                   |
| Special 93 °C-10'   | •                   |
| <b>Utrustning</b>   |                     |
| Kontroll av doseringsvolym                                | •                   |
| Gränssnitt för processdokumentation (tillval)             | •                   |
| Gränssnitt för Miele Service                              | •                   |
| Omfattande komponenter (tillval)                          | •                   |
| <b>Utrustning</b>   |                     |
| 1 doseringsenhet/lucka för spolglans                      | •                   |
| 1 doseringspump för flytande rengöringsmedel              | •                   |
| 1 doseringspump för neutraliseringsmedel                  | •                   |
| Ångkondensator  | •                   |
| Övervakning av spoltryck                                  | •                   |
| Spolarmsövervakning                                       | •                   |
| Flerkomponents filtersystem                               | •                   |
| Värmepump med varierbart varvtal                          | •                   |
| Direkt tillkoppling av insatser                           | •                   |
| EcoDry  | •                   |
| Saltbehållare i luckan                                    | •                   |
| Diskutrymme utan skarvar tack vare lasersvetsteknik       | •                   |
| Värmeelement utanför diskutrymmet                         | •                   |
| Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4301/304) | •                   |
| <b>Anslutningsmöjligheter</b>                             |                     |
| Seriellt gränssnitt RS 232 (tillval)                      | •                   |
| Wifi via DataDiary (tillval)                              | •                   |
| Ethernet-gränssnitt (tillval)                             | •                   |

PG 8581 [WW LD]

Diskdesinfektor

med varmvattenanslutning, flytande dosering & EcoDry-funktion.



EAN: 4002515559437 / Materialnummer: 10088290 / Gamla materialnummer: 63858105S

| Normer/kontr.märkning/certif.       |   |
|-------------------------------------|---|
| VDE-tecken (elektrisk säkerhet)     | • |
| IP skyddstyp enligt EN 60529: IP 21 | • |
| EN 61010-2-040                      | • |
| RoHS-riktlinje 2011/65/EU           | • |
| EU-medicinproduktklass IIb          | • |
| Normer/kontr.märkning/certif.       |   |
| EN 61010-1                          | • |