














3M™ Filtek™ Dental Restoratives

En komplett linje av restaurationslösningar som passar dina unika behov.

3M är ett av världens mest pålitliga företag inom tandvård och service. 3M™ Filtek™ Restoratives har hittills använts för över 2 miljarder fyllningar över hela världen. Med vår serie av Filtek kompositser väljer du enkelt rätt alternativ för alla typer av fyllningar – för att underlätta din dag.

Egenskaper	Estetik och mångsidighet		Estetik och enkelhet		Effektivitet och enkelhet	
	3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Restorative	3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative	3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative	3M™ Filtek™ Universal Restorative	3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative	3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative
 Fördelar	<ul style="list-style-type: none"> Enastående estetik med naturlig fluorescens Enastående styrka för användning både anteriort och posteriort 	<ul style="list-style-type: none"> Praktiskt taget inga bubblor eller rinnande överskottsmaterial Ergonomisk design Flera kanylspetsstorlekar (20G, 27G) 	<ul style="list-style-type: none"> Snabbt, enkelt och intuitivt färgval utan att kompromissa med opaciteten Förenklade fyllningar i ett lager utan behov av blockerare Naturligt anpassad opacitet 	<ul style="list-style-type: none"> Universell opacitet för konsekvent estetik PO (Pink Opaquer) som döljer mörka områden Låg krympningsstress 	<ul style="list-style-type: none"> Högre opacitet för förbättrat estetiskt resultat Läggs i ett lager upp till 5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Praktiskt taget inga bubblor eller rinnande överskottsmaterial Läggs i ett lager upp till 4 mm Ergonomisk design
 Antal färger	36 (Dentin, Body, Emalj, Translucent)	12	3	8 (plus Extra White och PO (Pink Opaquer))	5	4
 ÄKTA nanoteknologi	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
 Hantering	Fast	Kontrollerbart flytande	Fast	Krämig	Packningsbar	Lätt att forma
 Polerbarhet	Utmärkt	Utmärkt	Utmärkt	Utmärkt	Utmärkt	Ej tillämpligt*
 Slitstyrka	Utmärkt	Utmärkt	Utmärkt	Utmärkt	Utmärkt	Ej tillämpligt*
 Säker för kompositvärmning och injection molding^{1,2}	Kapslar	Sprutor och kapslar	Kapslar	Kapslar	Kapslar	Sprutor och kapslar
						

¹ Värm kapslarna i upp till 70 °C i upp till 1 timme.

² Värm flytande sprutor i upp till 70 °C i upp till 1 timme, upp till 25 gånger.

³ Intern 3M data.

*Den avsedda användningen av Filtek Bulk Fill Flowable kräver att det finns minst 2 mm på den ocklusala kavitetstyten för en universallagning eller posterior komposit.

Fullständig lista över indikationer finns i produktens bruksanvisning.

Solventum Dental Solutions
Regus Solna, Frösunda Port
Gustav III:s Boulevard 34
169 73 Solna

www.3M.com/Filtek

©Solventum 2024. Solventum, S logo och Filtek är varumärken som tillhör Solventum eller dess dotterbolag. 3M och 3M logo är varumärken som tillhör 3M.