

CaviWipes

Bruksanvisning:

SE: Våtservietter för ytdesinfektion av instrument och medicinsk utrustning. Innehåller ej aldehyd. För högsta verkningsgrad, applicera vätskan noga över hela ytan och låt verka. Används endast på ytor som tål alcohol.

Försiktighetsåtgärder: R36 Irriterar ögonen. S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S7 Förpackningen förvaras väl tillsluten. S25 Undvik kontakt med ögonen. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

NO: Våtservietter for overflate desinfeksjon av instrumenter og medisinsk utstyr. Inneholder ikke aldehyd. For maksimal effektivitet, påfør væsken forsiktig over overflaten og gå. Bruk bare på overflater som tåler alkohol.

Forholdsregler: R36 Irriterer øynene S2 Oppbevares utilgjengelig for barn S7 Emballasjen skal holdes tett lukket S25 Unngå kontakt med øynene S26 Får man stoffet i øynene; skylk straks grundig med store mengder vann og kontakt lege

DK: Vådservietter til overfladebehandling desinfektion af instrumenter og medicinsk udstyr. Indeholder ikke aldehyd. For at opnå maksimal effektivitet, anvende flydende forsigtigt hen over overfladen og orlov. Kun anvendes på overflader, der kan modstå alkohol.

Forholdsregler R36 Irriterer øjnene. S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S7 Emballagen skal holdes tæt lukket. S25 Undgå kontakt med øjnene. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

| Organism | Verkningstid |
|--|--------------|
| Staphylococcus aureus | 1 minut |
| Enterococcus faecalis (VRE) | 1 minut |
| Pseudomonas aeruginosa | 1 minut |
| Proteus vulgaris | 1 minut |
| Staphylococcus aureus (MRSA) motståndskraftig mot Methicillin | 1 minut |
| Candida albicans | 1 minut |
| Aspergillus niger | 1 minut |
| Clostridium difficile (vegetativa celler) | 2 minuter |
| Staphylococcus aureus med reducerad känslighet mot vancomycin | 2 minuter |
| Hepatitis B virus (HBV) | 2 minuter |
| Hepatitis C virus (HCV) | 2 minuter |
| Hermes simplex virus typ 1 a 2 | 2 minuter |
| Virus som orsakar mänsklig immunförsvarsbrist (HIV-1) | 2 minuter |
| Mänskligt Coronavirus | 2 minuter |
| Influenzavirus A1 (inkl. Svininfluensa H1N1, f gelinfluensa H5N1) | 2 minuter |
| Lactococcus lactis subsp. lactis bacteriophage P001 | 3 minuter |
| Lactococcus lactis subsp. lactis bacteriophage P008 | 3 minuter |
| Mycobacterium tuberculosis var: bovis (BCG) | 3 minuter |
| Salmonela enterica | 3 minuter |
| Trichophyton mantagrophytes | 3 minuter |