

VOCO
Varuinformationsblad (enligt direktiv 91/155/EEG)

1	<u>Namnet på produkten/beredningsformen samt på tillverkaren/leverantören</u>			
	Handelsnamn:	Rebilda DC/QM		
	Tillverkare/leverantör:	VOCO GmbH	Telefon:	+ 47 21/71 9 - 0
	Adress:	Anton-Flettner-Str. 1-3 D - 27472 Cuxhaven	Fax:	+ 47 21/71 9 - 109
	Informationsgivare:	Forskningsavdelningen	Telefon:	+ 47 21/71 9 - 0
	Information i nödsituation:	Forskningsavdelningen	Tel.nr i nödsituation:	+ 47 21/71 9 - 0
2	<u>Sammanställning / uppgifter om beståndsdelar</u>			
	Beredningsform: Blandning av olika dimetakrylater, silikatfyllmedel, keramer, initiatorer och stabilisatorer			
	Beskrivning: Dubbelhärdande röntgenopakt material med specialbondingsystem för pelaruppbbyggnad.			
	Farliga ingående ämnen:			
	Beteckning	CAS-nr	Halt	Farosymbol R-fraser
	UDMA	41137-60-4	12-17 %	Xi 36-38
	BIS-GMA	1565-94-2	10-16 %	Xi 36-38
3	<u>Farliga egenskaper</u>			
	Farobeteckning:	Xi, irriterande		
	Särskilda riskanvisningar (R-fraser):	36/37/38		
	Skadliga effekter / symtom:	Irriterande vid kontakt med ögon, hud och slemhinnor		
4	<u>Första hjälpen</u>			
	Allmän information:			
	Efter inandning:	Frisk luft. Kontakta läkare vid illamående eller kvarstående obehag.		
	Efter hudkontakt:	Skölj med stora mängder vatten.		
	Efter ögonkontakt:	Skölj omedelbart noggrant med vatten och kontakta läkare.		
	Efter nedsväljning:	Kontakta omedelbart läkare.		
	Information till läkaren:	Förbrukningsmaterial för tandläkarmottagningar och dentallaboratorier.		
5	<u>Åtgärder för brandbekämpning</u>			
	Lämpliga släckmedel:	Skum, kolsyra, pulver, vattendimma.		
	Olämpliga släckmedel:	Vatten		
	Särskilda risker:	Inga.		
	Skyddsutrustning vid brandbekämpning:	Uppgift saknas.		
6	<u>Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp</u>			
	Personskyddsåtgärder:	Undvik att låta produkten komma i kontakt med hud, ögon och slemhinnor.		
	Miljöskyddsåtgärder:	Får inte hamna i avloppet.		
	Metoder för sanering / uppsamling:	Mekanisk uppsamling, använd konventionella absorbenter.		
	Ytterligare anvisningar:	Inga.		
7.	<u>Hantering och lagring</u>			
7.1	Hantering: Endast av utbildad personal på tandläkarmottagning eller dentallaboratorium.			
	Anvisningar för säkert handhavande:	Se bruksanvisningen.		
	Anvisningar gällande skydd mot brand och explosion:	Inga särskilda åtgärder krävs.		
7.2	Lagring:			
	Krav på lagerutrymmen och behållare:	Förvaras vid rumstemperatur. Håll behållaren väl tillsluten. Förvara produkten i väl ventilerade utrymmen.		
	Anvisningar om lagring tillsammans med andra produkter:	Förvara inte produkten tillsammans med livsmedel.		
	Ytterligare föreskrifter om lagringsförhållanden:	Förvaras oåtkomligt för barn.		
	VbF-klass:	Ej tillämpligt.		

VOCO
Varuinformationsblad (enligt direktiv 91/155/EEG)

11. Toxikologisk information						
11.1 Toxikologiska undersökningar:						
Akut toxicitet:						
LD₅₀/LC₅₀:	Komponent	Typ	Värde	Art	Testmetod	
Specifika symtom vid djurförsök:				Uppgifter saknas.		
Irriterande/frätande effekt:				Uppgifter saknas.		
Sensibilisering:				Uppgifter saknas.		
Effekter av upprepad eller långvarig exponering (subakut eller kronisk toxicitet):				Uppgifter saknas.		
Cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska effekter:				Uppgifter saknas.		
Annan information:				Uppgifter saknas.		
Praktiska erfarenheter:				Uppgifter saknas.		
11.2 Observationer som påverkar klassificeringen:				Uppgifter saknas.		
Andra observationer:				Uppgifter saknas.		
11.3 Allmänna kommentarer: Inga risker är kända ens efter lång tids användning av produkten.						
12 <u>Ekologisk information</u>						
12.1 Uppgifter om biologisk nedbrytning:						
Testmetod	Analysmetod	Elimineringsgrad			Klassificering	
Bedömning:		Uppgifter saknas.				
Ytterligare information:		Uppgifter saknas.				
Egenskaper i ekologiska nischer:		Uppgifter saknas.				
Mobilitet och bioackumuleringspotential:		Uppgifter saknas.				
Ytterligare anvisningar:		Inga.				
12.3 Ekotoxiska effekter: Uppgifter saknas.						
Akvatisk toxicitet: Uppgifter saknas.						
Organism	Försökstid	Testmetod	Resultat	Bedömning		
Egenskaper i reningsverk:		Uppgifter saknas.				
Hämmande effekt på slambäddar:		Uppgifter saknas.				
12.4 Ytterligare anvisningar:						
CSB-värde:			Inga.			
BSB₅-värde:			Uppgifter saknas	mg/g		
AOX-data:			Uppgifter saknas	mg/g		
AOX-data:			Inga.			
Innehåller följande tungmetaller och farliga ämnen (enligt direktiv 76/464/EEG): Inga.						
Allmän information: Inga.						
13 <u>Avfallshantering</u>						
13.1 Produkt:						
Rekommendation:		Följ de lokala avfallsbestämmelserna.				
Avfallskod	Avfallsbeteckning	Redovisningsplikt				
13.2 Ej rengjorda förpackningar:						
Rekommendation:		Följ de lokala avfallsbestämmelserna.				
Rengöringsmedel:		Följ de lokala avfallsbestämmelserna. Rengöringsmedel som normalt används på mottagning/laboratorium.				

VOCO
Varuinformationsblad (enligt direktiv 91/155/EEG)

14	<u>Transportinformation</u>		
14.1	Transport på väg/järnväg:		
	Klassificering enligt	Siffror / bokstäver:	Ämnesnummer:
	ADR/RID/GGVS/GGVE:	Faronummer:	
	Varningsskylt:		
	Godsets benämning:		
	Kommentarer:		
14.2	Transport på inre vattenvägar:		
	Klassificering enligt ADN/ADNR:	Siffror / bokstäver:	Kategori:
	Godsets benämning:		
	Kommentarer:		
14.3	Transport på havet:		
	Klassificering enligt IMDG/GGVSee:	FN-nr:	PG:
		MFAG:	
	EMS:		
	Marin förorening:		
	Korrekt teknisk benämning:		
	Kommentarer:		
14.4	Lufttransport:		
	Klassificering enligt ICAO/IATA:	FN-nr:	PG:
	Korrekt teknisk benämning:		
	Kommentarer:		
14.5	Andra uppgifter: Produkten är ej farligt gods i transportförordningarnas mening.		
15	<u>Gällande föreskrifter</u>		
15.1	Märkning: Behöver inte märkas enligt tyska GefStoff-VO (§2.2) och ChemG (§2.1).		
	Farosymbol och farobeteckning: Krävs inte.		
	Innehåller:		
	R-fraser:	Krävs inte.	
	S-fraser:	Krävs inte.	
	Särskild märkning av vissa beredningsformer: Krävs inte.		
15.2	Nationella föreskrifter: Enligt artikel 10, direktiv 66/379/EEG och 67/548/EEG.		
	Användningsrestriktioner: Inga.		
	Föroreningsförordningen:	Ingen klassificering	
	Klassificering enligt VbF:	Ingen klassificering	
	Klassificering enligt TA Luft:	Ingen klassificering	
	Vattenföroreningsklass:	Ingen klassificering	
	Övriga bestämmelser, restriktioner och förbud: Direktiv 91/155/EEG, medicinteknisk produkt enligt direkt 93/42/EEG och den tyska lagen om medicinska produkter (MPG) från 1994-08-02.		
16	<u>Annan information</u>		
	Den information som lämnats bygger på vår nuvarande kunskap om produkten och har sammanställts efter vår bästa förmåga. Uppgifterna om produkten utgör ingen bindande förklaring om egenskaper. De gäller enbart säkerhetsrelaterade krav på våra produkter. De utgör ingen bindande garanti för produktens egenskaper.		