

DIATECH® ShapeGuard

Effektiv polering. Skonsam mot ytorna.



Ett perfekt komplement till de existerande DIATECH polersystemen.

- Anpassar sig till alla ytor
- Flexibla lameller ger jämn tryckfördelning
 - Behåller tandens morfologi
- Snabb, lätt och intuitiv finishering och polering
- Optimerade polersystem för komposit, keramer och zirkonia
- Poleringen ger otroligt högglossigt resultat



Användningsmöjligheter

Med ShapeGuard kan du finishera och polera:

- Approximalt
- Incisalt
- Buckalt
- Oklusalt
- Labialt
- Lingualt








Beställningsinfo

ShapeGuard for Composite

En del av polersystemet:





Comprepol Plus ① / Composhine Plus ②

	Steg ①		Steg ②	
				
ISO 803 204 543 523 110	ISO 803 204 543 523 140	ISO 803 204 543 503 110	ISO 803 204 543 503 140	
ISO Ø 1/10 mm	110	140	110	140
Tjocklek, mm	1.6	1.6	1.6	1.6
Polerare, typ	23SG11RA	23SG14RA	24SG11RA	24SG14RA
RA/ISO 204				
Beställningsnr.	60019877	60019878	60019879	60019880
Innehåll	5	5	5	5
60019915 ShapeGuard Composite Provförpackning				
Innehåll	1	1	1	1

ShapeGuard for Ceramic


En del av polersystemet:

Cerafin Plus ① / Cerapreshine Plus ② / Cerashine Plus ③

	Steg ①	Steg ②	Steg ③
			
ISO 803 204 543 534 140	ISO 803 204 543 524 140	ISO 803 204 543 514 140	
ISO Ø 1/10 mm	140	140	140
Tjocklek, mm	1.6	1.6	1.6
Polerare, typ	93SG14RA	94SG14RA	95SG14RA
RA/ISO 204			
Beställningsnr.	60019881	60019882	60019883
Innehåll	5	5	5
60019914 ShapeGuard Ceramic Provförpackning			
Innehåll	1	1	1



© Coltène/Whaledent AG - www.coltene.com






Coltène/Whaledent Ltd.
The President Suite
Kendal House, Victoria Way
Burgess Hill, West Sussex
RH15 9NF / UK
T +44 1444 235486
F +44 1444 870640
info.uk@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

ShapeGuard for Zirconia

En del av polersystemet:

Zircopol Plus ① / Zircoshine Plus ②

	Steg ①	Steg ②
		
ISO 803 204 543 524 140	ISO 803 204 543 514 140	
ISO Ø 1/10 mm	140	140
Tjocklek, mm	1.6	1.6
Polerare, typ	97SG14RA	98SG14RA
RA/ISO 204		
Beställningsnr.	60022004	60022005
Innehåll	5	5
60022006 ShapeGuard Zirconia Provförpackning		
Innehåll	1	1