

THE FUTURE IS HERE

with the "NEXT GENERATION CEMENT"

TheraCem[®] Ca

Self-Adhesive Resin Cement

TheraCem Ca är ett självadhesivt resincement med hög polymerisationsgrad. Efter härdning blir det dual-härdande cementet alkaliskt och frisätter kalcium. TheraCem Ca ger starkt adhesiv bindning utan krav på föregående primerapplikation. Använd cementet till kronor, broar, inlägg, onlays och rotstift (prefabricerade av metall liksom icke-metall-/fiberstift).



TheraCem Ca

1 Dual-Spruta (8g) Naturfärg, 15 automixspetsar med intraorala tappar,
bruksanvisning _____ Art nr 9105 (D-46501P)

HULTÉN & Co

040 - 15 66 77
www.bisco.se



Det senaste tillskottet till "Thera" familjen ...

Den NYA GENERATIONEN cement!

Stark bindning till zirkoniumkeramer och de flesta andra material, tillsammans med enkel överskottshantering och hög röntgenopacitet, ger **TheraCem Ca** klinikern en enkel, pålitlig och hållbar cementering av indirekta ersättningar.

Kalciumjonfrisättande

- Fortlöpande jonutbyte

Alkaliskt pH

- pH ändras från surt till alkaliskt ett par minuter efter härdning

Enkel överskottshantering

- Utvecklad med snabb och enkel överskottshantering som viktig egenskap

Hög konversionsgrad

- Dubbelt så hög polymerisationsgrad (68%) jämfört med ledande självhärdande cement, ger hög materialstyrka

Hög radiopacitet

- Enkelt att identifiera cementet på röntgen

Enkel att använda


- Dual-spruta med Auto-mixspetsar ger perfekt blandning utan luftinklusion

Binder starkt till zirkoniumkeramer


- Ger stark bindning till zirkoniumdioxid och de flesta andra material utan krav på föregående primerbehandling eller etsning



Tillverkardata. BISCO, Inc.
Varumärken är egendom som tillhör respektive ägare.




Skjuvhållfasthet (MPa) till olika material med olika cement



OBS: Litiumdisilikat etsad med fluorvätesyra och porcelain primer silan applicerad. Titan, rostfritt stål och zirkoniumdioxid har sandblästrats. Ultradent jig testmetod använd.

Skjuvhållfasthet (MPa) till zirkoniumkeramer



OBS: Zirkoniumdioxid har sandblästrats. Ultradent jig testmetod använd.