

# Noll är målet

## Apex ID™

### Digital Apexlokalisator

Apex ID är en kompakt och modern apexlokalisator med unika funktioner. Den gör att du kan koncentrera dig på vad som verkligen är viktigt; att ge dina patienter den bästa behandlingen.

#### Individuella inställningar

Du kan själv bestämma var "nollpunkten" ska vara. En ljudsignal talar om när du nått din valda nollpunkt. Du behöver inte hålla ögonen på displayen utan kan koncentrera dig på patienten.

#### Tillförlitlig under så gott som alla förutsättningar

Med Apex ID kan du arbeta under så gott som alla förutsättningar. Kanalen kan vara torr, fuktig, blodfylld, fylld med koksalt, EDTA, NaOCl eller klorhexidin.

Apex ID är pålitlig och ger dig ett exakt och konsekvent mätresultat.

#### Regelbunden kalibrering

Till skillnad från de flesta lokalisatorer på marknaden kalibreras Apex ID automatiskt och upprepade gånger under mätprocessen för att hela tiden ge ett korrekt värde.



Verklig storlek  
(6.5cm x 9.5cm)

Display i färg  
som är lätt att  
läsa av

Valfri inställning  
för nollpunkt

Uppladdningsbar

Stabilt bordsstativ  
med snabbfäste



Art.nr	Beskrivning
972-0090	(1) Apex ID, (1) Apex ID Stativ, (5) Läppelektrod, (2) Filelektrod B, (1) Filelektrod A (1) Sondledning, (1) Apex ID IFU, (3) AAA 1.5V Batteri
972-0092	(5) Apex ID Läppelektrod
972-0093	(2) Apex ID Filelektrod B
972-0094	(1) Apex ID Filelektrod A
972-0095	(1) Apex ID Sondledning

077-3145 Rev. A