


Hållarsortiment

Ett komplett sortiment av hållare till
schick CDR 2000 sladdsensorer

Hållare i denna folder passar även till sensorer av andra märken.
Alla priser hittar du på shop.unident.se



Snapbite - Hållare för liggande bitewing med fast riktmedel

(passar även till stående bitewing Schick CDR stl. 0)




A292 Liggande bitewing stl 2, 1st/fp

A291 Liggande bitewing stl 1, 1st/fp

A292 även till stående bitewing Schick CDR stl 0, 1st/fp

Hållare för liggande bitewing utan riktmedel




A202 Liggande bitewing tab stl 2, 10st/fp

A201 Liggande bitewing tab stl 1, 10st/fp

A2402200 Liggande bitewing tab Schick CDR stl 0, 25st/fp

Hållare för liggande bitewing med eller utan riktmedel

(passar även till stående bitewing Schick CDR stl. 0)



A212 Liggande bitewing stl 2, 10st/fp

A211 Liggande bitewing stl 1, 10st/fp

A212 även till stående bitewing Schick CDR stl 0, 10st/fp

Hållare för liggande apikal med eller utan riktmedel

(passar även till stående apikal Schick CDR stl. 0)




A242 Liggande apikal stl 2, 10st/fp

A241 Liggande apikal stl 1, 10st/fp

A242 även till stående apikal Schick CDR stl 0, 10st/fp


Snapbite - Hållare för stående bitewing med fast riktmedel

(passar även till liggande BW Schick CDR stl. 0)



- A282 Stående BW stl 2, 1st/fp
- A281 Stående BW stl 1, 1st/fp
- A282 även till liggande BW Schick CDR stl 0, 1st/fp


Stående bitewing utan riktmedel



- A222 Stående BW Tab stl 2, 10st/fp
- A221 Stående BW Tab stl 1, 10st/fp
- A2407600 Stående BW Tab Schick CDR stl 0, 25st/fp

Stående apikal (front) med eller utan riktmedel

(passar även till liggande apikal Schick CDR stl. 0)



- A252 Stående apikal (front) stl 2, 10st/fp
- A251 Stående apikal (front) stl 1, 10st/fp
- A252 även till liggande apikal Schick CDR stl 0, 10st/fp

Hållare till liggande apikal utan riktmedel

(kort bitpinne)



- A244 Liggande apikal stl 2, 10st/fp
- A243 Liggande apikal stl 1, 10st/fp

Endohållare Tab



=



A2401500 Endo stl 2, 25st/fp

A2401400 Endo stl 1, 25st/fp

Hållare för stående bitewing med eller utan riktmedel



=



A2408000 Stående BW stl 2, 25st/fp

A2407900 Stående BW stl 1, 25st/fp

AimRight - Nya sensorhållare från Schick!

*Ingen avbildning i korrekt tagna röntgenbilder.**

Sensorstorlek 2 (vuxen)

- B1074230 AimRight Startkit
- B1074251 AimRight Liggande bitewing
- B1074252 AimRight Stående Bitewing
- B1074253 AimRight Fronthållare
- B1074254 AimRight Liggande apikal




Sensorstorlek 1 (barn)

- B1074130 AimRight Startkit
- B1074151 AimRight Liggande bitewing
- B1074152 AimRight Stående Bitewing
- B1074153 AimRight Fronthållare
- B1074154 AimRight Liggande apikal
- B1074051 AimRight Ring



XCP-DS FIT

Passar till alla sensorstorlekar



R559901 Stående apikal

R559902 Ligg. apikal

R559903 Ligg. BW

R559904 Stående BW

R559905 Endohållare

R559908 Startkit Endo

Fronthållare - apikal med eller utan riktmedel



A270 Stående apikal (front) stl 2, 1st/fp
(passar ej Schick CDR trådlös sensor)

A271 Liggande och stående apikal (front) stl 2,
1st/fp (passar ej Schick CDR trådlös sensor)

Softbite - hållare till liggande bitewing




A352 Liggande bitewing stl 2, 125st/fp

A351 Liggande bitewing stl 1, 125st/fp

Snapbite - Hållare för liggande bitewing med fast riktmedel


(passar EJ Schick CDR 2000-sensorer)



A592 Liggande bitewing stl 2, 1st/fp

Snapbite - Hållare för stående bitewing med fast riktmedel

(passar EJ Schick CDR 2000-sensorer)



A582 Stående BW stl 2, 1st/fp

Hållare för liggande bitewing utan riktmedel

(passar EJ Schick CDR 2000-sensorer)



A502 Liggande bitewing tab stl 2, 10st/fp

Stående bitewing utan riktmedel

(passar EJ Schick CDR 2000-sensorer)



A522 Stående BW Tab stl 2, 10st/fp

Snap-a-ray

till indikatorbilder eller vid trauma.

Stående och liggande apikal.

Passar till alla sorters sensorer med sladd.

A2402700



Eezee-grip

Endohållare för stående och liggande apikal.

Passar alla sorters sensorer, med eller utan sladd.

55-0293



Engångshållare, klister

Våra engångshållare passar till alla sorters sensorer både med och utan sladd, under förutsättning att man använder ett tight sensorskydd om sensorn.

Klisterhållare

stående apikal
A304, 50st/fp



Klisterhållare

liggande apikal
A305P, 50st/fp



Klisterhållare

utan riktmedel
A301P, 50st/fp



Klisterhållare

med riktmedel
A302P, 50st/fp



Endohållare

till indikatorbilder.

A303, 50st/fp



Unidents klisterhållare passar till alla typer av sensorer ihop med ett tight sensorskydd.



AnyRay - en och samma hållare till samtliga röntgenbilder


Du kan använda en AnyRay-hållare till alla sorters röntgenbilder. Flergångsanvändning, rengöres i ett **fast, plant snäppläge** i diskmaskin eller autoklav (tål upp till 135°C). Ställbara lägen för bästa positionering.




Liggande Bitewing



Stående Bitewing



Överkäksfront



Underkäksfront



Höger överkäke



Vänster överkäke



Höger underkäke



Vänster underkäke

AnyRay till sensor stl 2+0
357600, 1-pack
357602, 5-pack
357601, 10-pack

AnyRay till sensor stl 1
357606, 1-pack
357607, 5-pack
357608, 10-pack

AnyRay till sensor stl 2
357612, 1-pack

Hygienskydd och tillbehör till digitala röntgensensorer



Dental X-ray Cover
Mjuka smidiga skydd, 500 st
95000502 stl 2, 35x200mm
95000501 stl 1, 31x135mm
95000500 stl 0, 27x155mm



Vitt sensorskydd
300 st
A102, stl 2
A101, stl 1



Transparent sensorskydd
357500 stl XL, 65x200mm,
500 st
357400 stl 2, 45x205mm
500 st
357300 stl 1+0, 35x200mm
1000 st



Kan auto-
klaveras i
sterilpåse

Gummiskydd
250 stk
Latexfri (grön)
ST088088
Passar alla storlekar



Riktmedel
Posterior arm
A2300300



Riktmedel
Anterior arm
A2300100



Riktmedel
Bitewing arm
A2300200



Riktmedel
Posterior
aiming ring
A2404200



Riktmedel
Center
aiming ring
A2404100



Sensorhållare
- vägg
B1209025



Kopplingsbox-
hållare till svart box
3580



Kopplingsbox-
hållare till blå/vit box
3581

Rengöring av hållare

Alla hållare i denna broschyr (utom engångshållare, klister) rengörs med sprit, i diskdesinfektor eller i autoklav (132° C). Var noga med att lägga hållaren mitt i autoklaven utan någon kontakt med väggar eller andra instrument.

OBS! Plastdelar har en begränsad livslängd och bör ersättas kontinuerligt.

Alla priser hittar du på www.unident.se

