

## PRESIDENT

Reviderad datum: 20.04.2015

Tryckdatum: 17.05.2016

Sida 1 av 3

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

PRESIDENT

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Användning av ämnet eller blandningen

endast för dentalt bruk

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör: Coltène/Whaledent AG  
Gatuadress: Feldwiesenstrasse 20  
Stad: CH-9450 Altstätten  
Telefon: +41 (71) 75 75 300  
Telefax: +41 (71) 75 75 301  
E-post: info.ch@coltene.com  
Internet: www.coltene.com  
Ansvarig avdelning: Regulatory Affairs  
msds@coltene.com

#### 1.4 Telefonnummer för

+41 (0) 44 251 51 51 - Tox Info Suisse (24 h)

#### nödsituationer:

#### Ytterligare information

Denna produkt levereras endast till tandläkare och tandtekniska laboratorier eller på anvisningar från dessa

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Blandningen är klassificerad som inte farlig i meningen av förordningen (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].  
Tillberedningen är inte klassificerad som farlig i riktlinjens 1999/45/EG mening.  
Tillberedning/blandning med polymerer/elastomerer utan fara för människans hälsa eller miljön.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

##### Kemisk benämning

Polymertillberedningar och -ämnen

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

##### Generell rekommendation

Inga särskilda åtgärder behövs

##### Vid ögonkontakt

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

##### Lämpliga släckmedel

Vatten. Skum. Släckningspulver. Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Sand.

#### Övrig information

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

**PRESIDENT**

Reviderad datum: 20.04.2015

Tryckdatum: 17.05.2016

Sida 2 av 3

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fiberduk). Förorenade ytor rengörs noggrant.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt.

Bruksanvisning iakttas.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Förpackningen hålls torr och tätt försluten för att undvika förorening och absorbering av fukt.

Rekommenderad lagringstemperatur: 15 - 23 °C

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****8.2 Begränsning av exponeringen****Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien**

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

**Handskar**

Engångshandskar.

Olämpligt material: NR (Naturkautschuk, Naturlatex).

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Aggregationstillstånd: Pasta

Färg:

**Provnormer****Tillståndsväxlingar**

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:

&gt;150 °C

Vattenlöslighet:

olöslig

(vid 23 °C)

**Löslighet i andra lösningsmedel**

ketoner.

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****Ytterligare information**

Inga särskilda åtgärder behövs

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet**

LD50: &gt;2000 mg/kg (Råtta)

Utsagan härledas från produkter med liknande sammansättning.

**PRESIDENT**

Reviderad datum: 20.04.2015

Tryckdatum: 17.05.2016

Sida 3 av 3

**Irritation och frätning**

Retande inverkan på huden: (Kanin)

Inte irriterande.

Utsagan härledas från produkter med liknande sammansättning.

**Sensibiliserande effekter**

Marsvin.

ej sensibiliserande.

Utsagan härledas från produkter med liknande sammansättning.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****Ytterligare information**

Inga särskilda miljöåtgärder krävs.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Kan, med hänsyn till förskrifterna och i samverkan med avfallshanteraren och vederbörande myndighet brännas tillsammans med husavfallet.

**AVSNITT 14: Transportinformation****Ytterligare information**

Ej farligt gods enligt transportreglerna

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Nationella bestämmelser****Ytterligare information**

-----

**AVSNITT 16: Annan information****Ytterligare information**

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet motsvarar efter det bästa vetandet till våra kunskaper vid tryckläggningen. Informationerna skall ge ledning för säker hantering av ämnena som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och avlägsnande.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*