

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ RelyX™ Universal
Resin Cement

Från komplext till enkelt.



Dessa två kan allt.

3M™ RelyX™ Universal resincement fungerar både som ett fristående, självbondande cement och som ett adhesivcement i kombination med **3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive**.

Tillsammans eliminerar de krånglet och förvirringen med flera resincement, primers och adhesiv, **vilket förenklar arbetsflödet för direkta och indirekta restaurationer**. Med färre produkter att ha i lager och att behöva fylla på sparar du både plats, tid och pengar.

Så enkelt men så kraftfullt.

- Två komponenter för i princip alla indirekta och direkta bondingsindikationer
- Enastående självbondande egenskaper med RelyX Universal resincement
- Scotchbond Universal Plus Adhesive förstärker bindningsstyrkan ytterligare till alla material
- Unik 3M automixspruta
- Lätt att ta bort överskott
- Hög estetik



Revolutionerande spruta.

Patentskyddad 3M-design tar automixappliceringar med cement till nästa nivå. Den har utvecklats med dina behov i åtanke för enkel applicering, rengöring och förvaring. Den lilla sprutan på 3,4g har reducerat avfall och innehåller tillräckligt mycket material för 15 appliceringar.

Lätt att ta bort överskott.

Effektivt ända till sista steget. Den unika kemin säkerställer att överskott stannar vid preparationsgränsen och enkelt kan avlägsnas efter härdning.



Självadhesiv cementering av en 3M™ Lava™ Estetisk fluorescerande och fullkontur zirkoniumdioxidkrona. Bild från Dr. Jan Gueth, Tyskland

Mindre lager, större besparingar

95% av tandläkarna höll med om att de universella egenskaperna hos RelyX Universal resincement bidrar till att **minska lagren och spara pengar**.

Lättare för medarbetarna

97% av tandläkarna höll med om att det är **lättare för medarbetarna att använda En universalprodukt istället för flera resincement**.

* per applicering jämfört med de vanliga automixsystem som är tillgängliga i dagsläget, ** jämfört med de automixsprutor som används i dagsläget. *** Källa: Fältutvärdering i EU/USA som genomförts av 3M

” Mycket hygieniskt dispenseringsystem med lite avfall.”

M.W., Storbritannien***

80 % mindre spill* med mikroblandningsspets


Mer hygienisk.**
Självstängande för förvaring, utan att använda blandningsspetsar.

Smal, lång förlängningsspets för enkel rotkanalapplicering



Enastående självbondande förmåga för maximerad effektivitet.

Med överlägsen självbondande bindningsstyrka till dentin kan RelyX Universal resincement användas för att pålitligt behandla de flesta fall utan behov av ytterligare adhesiv eller primer. För ljus- eller självhärdning.



Shear Bond Strength (MPa) till dentin efter artificiell åldrande
R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Vol 98A, Nr 3629, 2019

” Enkel hantering, få komponenter och därmed färre potentiella fel.”

J.L., Tyskland***


Mer ergonomisk form med

50 % mindre plastavfall*

En stark partner för alla adhesivfall.

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive är det första radiopaka allt i ett-universaladhesivet för alla direkta och indirekta indikationer. Dessutom är det ett helt anpassat system: adhesivet härdas av cementen, så ingen ljushärdning krävs.

Scotchbond Universal Plus Adhesive fungerar som en universalprimer för alla material, inklusive glaskeramik, och stärker cementens självbondande egenskaper ytterligare vid bindning till t.ex. zirkoniumdioxid.




Shear Bond Strength vid självhärdning och bindning (MPa) till zirkoniumdioxid.
C. E. Sabrosa et al., J. Dent. Res. Vol 99A, Nr 1838, 2020



I princip ingen postoperativ känslighet

99% av tandläkarna rapporterade att RelyX Universal resincement ger nästan ingen postoperativ känslighet***

Goda estetiska egenskaper med fyra stabila, fluorescerande färger



Translucent (TR) A1 A3 opak (A3O) Vit opak (WO)

Beställningsinformation

3M™ RelyX™ Universal resin cement

Artikelnr Produktinformation

Introkit

56968 4 sprutor med 3M™ RelyX™ Universal resin cement i färgerna TR, A1, A3O, WO (3,4 g per spruta), 60 3M™ RelyX™ universella mikroblandningsspetsar, 20 förlängningsspetsar, 1 flaska 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive (5 ml), 1 3M™ Scotchbond™ Universal etsgel (3 ml), 25 blå spetsar för etsgel, 50 orangefärgade mikropenslar, stegvisa guider

Testkit

Varje testkit innehåller: 1 spruta med 3M™ RelyX™ Universal resin cement (3,4 g), 15 3M™ RelyX™ universella mikroblandningsspetsar, 5 förlängningsspetsar, 1 flaska 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive (1,5 ml), 1 3M™ Scotchbond™ Universal etsgel (3 ml), 25 blå spetsar för etsgel, 50 orangefärgade mikropenslar, stegvisa guider

56969 Färg TR **56970 Färg A1**

Refill

Varje refill innehåller: 1 spruta med 3M™ RelyX™ Universal resin cement (3,4 g), 15 3M™ RelyX™ universella mikroblandningsspetsar, 5 förlängningsspetsar

56971 Färg TR **56973 Färg A3O**

56972 Färg A1 **56974 Färg WO**

Storpack

Varje storpack innehåller: 3 sprutor med 3M™ RelyX™ Universal resin cement (3,4 g per spruta), 45 3M™ RelyX™ universella mikroblandningsspetsar, 15 förlängningsspetsar

56977 Färg TR **56978 Färg A1**

Blandningsspetsar

56975 30 3M™ RelyX™ universella mikroblandningsspetsar

56976 15 3M™ RelyX™ universella mikroblandningsspetsar med förlängningsspetsar



3M™ RelyX™ introkit med Universal resin cement (56968)



3M™ RelyX™ testkit med Universal resin cement TR (56969)



3M™ RelyX™ refill med Universal resin cement TR (56971)

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive

Flaska

41293 **Introkit:** 1 flaska med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive (5 ml), 50 engångspenslar, 1 3M™ Scotchbond™ Universal etsgel (3 ml), 25 intraorala spetsar

Refill: 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive flaska (5 ml)

41294 **1 × 5 ml flaska** **41295** **3 × 5 ml flaskor**

Unitdos

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive unitdos, 1 3M™ Scotchbond™ Universal etsgel (3 ml), 25 intraorala spetsar

41297 **Introkit: 50 unitdos** **41299** **200 unitdos**

41298 **100 unitdos** **41304** **400 unitdos**

3M™ Scotchbond™ Universal etsgel

41263 2 3M™ Scotchbond™ Universal etsgel (3 ml styck), 50 intraorala spetsar



3M™ Scotchbond™ refill med Universal Plus Adhesive (41294)



3M™ Scotchbond™ unitdos med Universal Plus Adhesive 100 unitdos (41298)

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive unitdos:

För effektiv hygienkontroll. Minskar risken för korskontaminering.



3M.se/dental

3M Svenska AB,
3M Oral Care
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Tel: 08-92 21 00

3M, Lava, RelyX och Scotchbond är varumärken som tillhör 3M Company eller 3M Deutschland GmbH. Används på licens i Kanada. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. © 3M 2020. Med ensamrätt. 18579478_SE20201102