


BD Microlance™ 3, Injektionskanyl



- Unik slipvinkel och poleringsmetod ger mindre obehag för patienten vid injektion med BD Microlance™ och mindre risk för utstansning
- Transparent och färgkodad ansats för snabb och säker kontroll av flöde och storlek
- Kanyler med tunn vägg för optimalt flöde



Storlek Ytterdiameter x längd G x tum	Storlek Ytterdiameter x längd mm	Kanylens vägg	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
30 x 1/2	0,30 x 13	Normal	Normal	Gul	100/5000	304000
27 x 1/2	0,40 x 13	Normal	Normal	Grå	100/5000	300635
27 x 3/4	0,40 x 19	Normal	Normal	Grå	100/5000	302200
26 x 1/2	0,45 x 13	Normal	Normal	Brun	100/5000	303800
26 x 3/8	0,45 x 10	Normal	Kort	Brun	100/5000	300300
26 x 5/8	0,45 x 16	Normal	Normal	Brun	100/5000	304300
25 x 5/8	0,50 x 16	Normal	Normal	Orange	100/5000	300600
25 x 1	0,50 x 25	Normal	Normal	Orange	100/5000	300400
24 x 1	0,55 x 25	Normal	Normal	Lila	100/5000	304100
23 x 1	0,60 x 25	Tunn	Normal	Blå	100/5000	300800
23 x 1 1/4	0,60 x 30	Tunn	Normal	Blå	100/5000	300700
22 x 1	0,70 x 25	Tunn	Normal	Svart	100/5000	304727
22 x 1 1/4	0,70 x 30	Tunn	Normal	Svart	100/5000	300900
22 x 1 1/2	0,70 x 40	Tunn	Normal	Svart	100/5000	301000
22 x 2	0,70 x 50	Normal	Normal	Svart	100/4000	300094
21 x 5/8	0,80 x 16	Tunn	Normal	Grön	100/5000	304434
21 x 1	0,80 x 25	Tunn	Normal	Grön	100/5000	301156
21 x 1 1/2	0,80 x 40	Tunn	Normal	Grön	100/5000	304432
21 x 2	0,80 x 50	Normal	Normal	Grön	100/4000	301155
20 x 1	0,90 x 25	Tunn	Normal	Gul	100/5000	304827
20 x 1 1/2	0,90 x 40	Tunn	Normal	Gul	100/5000	301300
19 x 1	1,10 x 25	Tunn	Normal	Beige	100/5000	301700
19 x 1 1/2	1,10 x 40	Tunn	Normal	Beige	100/5000	301500
19 x 2	1,10 x 50	Tunn	Normal	Beige	100/4000	301750
18 x 1 1/2	1,25 x 40	Tunn	Kort	Rosa	100/5000	304622
18 x 2	1,25 x 50	Normal	Kort	Rosa	100/4000	301900
16 x 1 1/2	1,60 x 40	Normal	Normal	Vit	100/5000	300637
BD™ Injektionskanyl, specialstorlekar						
27 x 1 1/2	0,4 x 40	Normal	Normal	Grå	100/5000	X076065
21 x 3 1/2	0,8 x 80	Normal	Normal	Ljusgrön	100/5000	X070001
14 x 3 1/4	2,0 x 80	Normal	Normal	Grön	100/5000	X076051

Materialinnehåll

Ansats och kanylskydd: Polypropylen
Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)
Lim: Epoxy resin
Ytbehandling: Silikonolja

Innehåller ej PVC, eftalater eller latex

Förpackningsmaterial

Papper
Transparent plastfilm
(polyetylen/polyamid)
Kartong
Wellpapp



Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass IIa)



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com