



Prisvärda produkter från OMNIDENT!

OMNI bomullsrullar

Högabsorberande bomullsrullar av ren vit bomull och blekt cellstoff, luddfria.

Förp 300 g

Nr 1 diameter 8 mm, förp 800 st

Nr 2 diameter 10 mm, förp 650 st

Nr 3 diameter 12 mm, förp 450 st



Kanyler

OMNI Etch Tips blå

Universal **böjd luer-lock** kanyl för applicering av **etsgel**.

Mått: 25G 0,5 x 13 mm. Material: Polypropylen / Rostfritt stål. Ljusblå.

Förpackning: 100 st



OMNI PL Tips svart

Böjd luer-lock kanyl för applicering av **flowmaterial**.

Mått: 19G 1,1 x 13 mm. Material: Polypropylen / Rostfritt stål. Svart.

Förpackning: 100 st



OMNI PL Tips blå

Appliceringskanyl vinklad i 30 grader med luer-lock fattning.

För applicering av fissurförsegling etc. Mått: 22G 0,7 x 13 mm.

Material: Polypropylen / Rostfritt stål. Mörkblå.

Förpackning: 100 st

